



2024

Catalogue

Dispositifs médicaux à usage unique

APPLIED SA

INDEX

Produit stérile

Produit non stérile

PRESENTATION

Liste des symboles	3
Présentation de la société	4
Historique	4
Sets "sur mesure"	5
Les avantages de l'usage unique	6

DISPOSITIFS MEDICAUX & ACCESSOIRES

Habits de protection	
<i>Blouses, casaques & peignoir</i>	60
<i>Couvre-chaussure, charlotte & set habits de protection</i>	61
Protections de lit	62


DISPOSITIFS MEDICAUX & ACCESSOIRES

Applicateurs	
<i>Applicateurs bois</i>	7-8
<i>Applicateurs polypropylène (PP)</i>	9-10
<i>Applicateurs polystyrène (PS)</i>	11-14
<i>Applicateurs aluminium</i>	15-16
<i>Applicateurs inox</i>	17-18
Gants copolymères	19
Compresse	
<i>Compresse tissées</i>	20-23
<i>Compresse non tissées</i>	24-25
<i>Compresse non tissées pré-fendues</i>	26
<i>Compresse abdominales</i>	27
Boules	
<i>Boules tissées</i>	28
<i>Boules tissées et non tissées</i>	29
<i>Boules diverses</i>	30
<i>Tampons puces</i>	31
Abaisse-langue	32
Bassins réniformes	33-34
Champs	35
Cupules & contenants	36
Instruments plastiques	37
Bistouris	38
Instruments métalliques	
<i>Ciseaux</i>	39-40
<i>Crochets & curettes</i>	41
<i>Ecarteurs & spéculums</i>	42
<i>Pincés</i>	43-44
<i>Pincés - Pincettes</i>	45-46
<i>Porte-aiguille & porte-lame</i>	47
<i>Gynécologie</i>	48-49
<i>Lavage des instruments métalliques</i>	50
<i>Pincés bipolaires</i>	51-53
<i>Aiguilles</i>	
<i>Aiguilles boutonnées Inox</i>	54-55
<i>Aiguilles mousses Inox</i>	56
<i>Aiguilles boutonnées plastique</i>	57
Récupération et recyclage	58
Masques de soin	59

SETS

Sets de soin	63-68
Sets désinfection	69-73
Sets badigeon désinfection	74
Sets pansement	75-87
Sets pose voie veineuse	88-90
Sets suture	91-102
Sets ablation suture	103-105
Sets sondage	106-109
Sets petite chirurgie dermatologie	110
Sets chirurgie de base	111
Sets chirurgie	112
Sets petite chirurgie visage	113
Sets plateau chirurgie de la main	114-115
Sets phlébectomie	116
Sets ongle incarné	117-118
Sets accouchement suture	119
Sets épisiotomie	120
Sets pose stérilet	121
Sets endoscopie	122-123
Sets nettoyage endoscope	124-125
Sets injection CT scanner	126
Sets intervention fin	127
Sets intervention	128
Sets abcès (standard)	129
Sets base	130
Sets biopsie	131
Sets diabétologie	132
Sets drainage	133
Sets infiltration (standard)	134
Sets multifonction	135
Sets ponction	136
Sets ponction petit	137
Sets urgence	138

La liste des produits référencés est non exhaustive.



APPLIMED SA

LISTE DES SYMBOLES



Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène



Non stérile



Ne pas réutiliser
Usage unique



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Marquage conformité européenne



Certificat CE, délivré par l'organisme notifié immatriculé 1639 (SGS - *Belgium*)
pour le marquage selon la Directive 93/42/CEE



Produit distribué



Consulter les instructions d'utilisation



1^{er} niveau d'emballage (pièce, emballage simple, peelpack)



2^{ème} niveau d'emballage (boîte)



3^{ème} niveau d'emballage (carton)

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Applimed SA, **fabricant de dispositifs médicaux à usage unique stériles et non stériles**, est principalement connu comme l'un des plus grands fabricants d'applicateurs médicaux d'Europe.

Nous sommes certifiés EN ISO 13485 et nos dispositifs médicaux sont marqués CE1639, selon la directive MDD 93/42/CE sous l'annexe V pour l'aspect stérilité (classe I-S) et sous l'annexe II sans la section 4 pour les dispositifs médicaux de classe IIa. Applimed SA compte comme principaux clients des distributeurs de dispositifs médicaux, des hôpitaux et des cliniques, des EMS/CMS, des cabinets médicaux, des services de soins à domicile, des pharmacies.



Notre savoir-faire, notre expérience et notre flexibilité sont autant d'atouts qui qualifient notre société leader, à même de vous proposer un large assortiment de dispositifs médicaux à usage unique ainsi que diverses prestations liées comme la stérilisation à l'oxyde d'éthylène assurée par le C.S.S.R. (Centre de Stérilisation de Suisse Romande) certifié EN ISO 13485.

Applimed SA contribue largement au confort et à la sécurité des patients, ainsi que des professionnels de la santé en travaillant à la confection et à la mise sur le marché de dispositifs médicaux à usage unique en parfaite adéquation avec les besoins de la branche médicale.



HISTORIQUE

1987

Ouverture d'un 2ème site de production moderne à Châtel-St-Denis (siège du groupe) et élargissement de sa gamme d'articles stériles à usage unique

2008


Construction d'une halle de stockage d'une surface de 1200m² (capacité de 2'000 palettes)

1980

Fondation de la société Dansu A/S au Danemark par le Dr. A. Danechi pour la fabrication d'applicateurs médicaux


1999

Construction du C.S.S.R., qui est un centre de stérilisation à l'Oxyde d'Ethylène à caractère commercial aux normes EN ISO 11135 disposant d'une capacité de stérilisation de 10'000 palettes/an




SET «SUR MESURE»

Applimed SA, fort de sa longue expérience dans le domaine médical, gère de « A à Z » le processus de création du set sur mesure à usage unique dont vous avez besoin pour que le produit final souhaité réponde parfaitement à vos exigences aussi bien en terme de qualité de soins, sécurité et contraintes de gestions.




Nos spécialistes restent à votre écoute pour tout renseignement ou pour un éventuel projet que vous souhaiteriez développer.

Le développement et la production de sets personnalisés sont sujets à des quantités minimums.




LES AVANTAGES DE L'USAGE UNIQUE



- L'usage unique est plus sûr car les contaminations croisées sont évitées.
- L'usage unique permet d'éliminer la problématique du nettoyage du matériel réutilisable et de réduire les coûts de logistique (gain de place), d'exécution (gain de temps considérable), de maintenance et d'investissement.
- L'usage unique allège le bilan carbone: économie de milliers de litres d'eau et de détergents. Etant soucieux de l'impact sur l'environnement, nous mettons à disposition de nos clients un service gratuit de récupération et recyclage de nos instruments métalliques après utilisation.

**SAVOIR-FAIRE et EXPERIENCE dans la confection de
«DISPOSITIFS MEDICAUX À USAGE UNIQUE»**



CE
1639


STERILE EO



1102245

Applicateur bois
150x2.2mm
Petite tête 5-6mm


Coton



1111413


Applicateur bois
150x2.5mm
Moyenne tête 7-8mm

Coton



1121475


Applicateur bois
150x3mm
Grosse tête 11-12mm
Américaine, coton



1102246


Applicateur bois
150x2.2mm
Petite tête 5-6mm

Coton




1121243

Applicateur bois
150x3mm
Grosse tête 11-12mm
Continendale, coton



1131563


Applicateur bois
200x3mm
Grosse tête 11-12mm
Continendale, coton



1101274


Applicateur bois
150x2.2mm
Petite tête 5-6mm

Coton




1121463

Applicateur bois
150x3mm
Grosse tête 11-12mm
Américaine, coton



1131461


Applicateur bois
200x3mm
Mega tête 13-15mm
Américaine, coton



1101277


Applicateur bois
200x2.5mm
Petite tête 5-6mm



Coton



1121469


Applicateur bois
150x3mm
Grosse tête 11-12mm
Continendale, coton






1001202

Applicateur bois
150x2.2mm
Petite tête 5-6mm
Coton




1001230

Applicateur bois
150x2.2mm
Petite tête 5-6mm
Coton




1011124

Applicateur bois
150x2.5mm
Tête moyenne 7-8mm
Coton




1021275

Applicateur bois
150x2.5mm
Grosse tête 11-12mm
Continetale, coton




1021292


Applicateur bois
150x3mm
Grosse tête 11-12mm
Américaine, coton



1022467

Applicateur bois
200x3mm
Grosse tête 11-12mm
Continetale, coton






CE
1639

STERILE EO




1323000

Applicateur PP
75x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Viscose




1501256

Applicateur PP
150x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Coton




1521288

Applicateur PP
150x4mm
Grosse tête 11-12mm
Américaine, coton




1521289

Applicateur PP
150x4mm
Grosse tête 11-12mm
Continentale, coton




1521296

Applicateur PP
150x4mm
Grosse tête 11-12mm
Continentale, coton




1522252


Applicateur PP
150x4mm
Grosse tête 11-12mm
Continentale, coton



1532290


Applicateur PP
200x4mm
Grosse tête 11-12mm
Continentale, coton






1401219

Applicateur PP
150x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Coton




1402244

Applicateur PP
150x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Viscose




1421283

Applicateur PP
150x4mm
Grosse tête 11-12mm
Américaine, coton




1421504

Applicateur PP
300x4mm
Grosse tête 11-12mm
Continental, coton




1422278

Applicateur PP
150x4mm
Grosse tête 11-12mm
Continental, coton




1422280

Applicateur PP
150x4mm
Grosse tête 11-12mm
Américaine, coton




1422286

Applicateur PP
100x4mm
Grosse tête 11-12mm
Continental, coton




1422287

Applicateur PP
100x4mm
Grosse tête 11-12mm
Américaine, coton




1422505

Applicateur PP
200x4mm
Grosse tête 11-12mm
Continental, coton



1432504

Applicateur PP
397x4mm
Méga tête 13-15mm
Américaine, coton






CE
1639

STERILE EO




1301241


Applicateur PS
150x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Viscose



1301265


Applicateur PS
150x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Polyester






1211246

Applicateur PS
150x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Polyester, semi choc




1202180

Applicateur PS
150x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Coton, semi choc




1202218

Applicateur PS
150x2.2mm
Petite tête 5-6mm
Viscose




1211247

Applicateur PS
93x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Viscose



1211248


Applicateur PS
125x2.5mm
Petite tête 5-6mm
Viscose, semi choc





APPLIMED SA

**APPLICATEURS
Polystyrène (PS)**




CE
1639


STERILE EO



1251152


Applicateur PS
140x4mm
Mousse verte
Choc






APPLIMED SA



APPLICATEURS Polystyrène (PS)



1251153

Applicateur PS
140x4mm
Mousse verte
Choc






CE
1639

STERILE EO




1901199

Applicateur aluminium
150x0.9mm
Petite tête 2-3mm
Coton



1901941


Applicateur aluminium
150x0.9mm
Petite tête 2-3mm
Polyester






APPLIMED SA

APPLICATEURS Aluminium




1801183

Applicateur aluminium
150x0.9mm
Petite tête 2-3mm
Coton




1801193


Applicateur aluminium
150x0.9mm
Petite tête 2-3mm
Viscose



1806197


Applicateur aluminium
150x0.9mm
Petite tête 2-3mm
Polyester





APPLIMED SA

APPLICATEURS
Inox




CE
1639

STERILE EO



2101188


Applicateur inox
150x0.9mm
Mini tête 2.2-2.7mm
Coton





APPLIMED SA

APPLICATEURS
Inox





CE



2001192

Applicateur inox
150x0.9mm
Mini tête 2.2-2.7mm
Coton






STERILE	EO
---------	----




3109114


Gant copolymère
Taille M



3109115

Gant copolymère
Taille L






CE
1639

STERILE EO




4501992

Compresse, 12 plis
10x10cm
Tissée, **sans RX**




4502037

Compresse, 8 plis
10x10cm
Tissée, **sans RX**




4502043

Compresse, 16 plis
10x10cm
Tissée, **sans RX**
Double emballage




4502047

Compresse, 12 plis
5x5cm
Tissée, **sans RX**
Double emballage




4502065

Compresse, 12 plis
5x5cm
Tissée, **sans RX**




4502075

Compresse, 16 plis
10x10cm
Tissée, **avec RX**
Double emballage




4502079

Compresse, 12 plis
10x10cm
Tissée, **sans RX**
Double emballage




4801126


Compresse, 8 plis
1x normale
2x Incision 25mm
5x5cm
Tissée, **sans RX**



4901893


Compresse, 8 plis
10x10cm
Tissée, **sans RX**






4502029

Compresse, 8 plis
10x10cm
Tissée, **sans RX**




4502051

Compresse, 12 plis
5x5cm
Tissée, **sans RX**




4502052


Compresse, 12 plis
10x10cm
Tissée, **sans RX**



4502083

Compresse, 8 plis
5x5cm
Tissée, **sans RX**






CE
1639

STERILE EO




4501990

Compresse, 24 plis
10x20cm
Tissée, **sans RX**




4502038

Compresse, 24 plis
10x20cm
Tissée, **sans RX**
Double emballage




4502039

Compresse, 24 plis
10x20cm
Tissée, **sans RX**
Double emballage




4502041


Compresse, 24 plis
10x20cm
Tissée, **avec RX**
Double emballage



4801127


Compresse, 12 plis
7.5x10cm
Tissée, **Incision «I»**






4502053

Compresse, 12 plis
10x20cm
Tissée, sans RX






STERILE EO




4801145

Compresse, 4 plis
5x5cm




4801146

Compresse, 4 plis
7.5x7.5cm




4801147

Compresse, 4 plis
10x10cm




4801148

Compresse, 4 plis
10x20cm




4801809

Compresse, 4 plis
5x5cm




4802206

Compresse, 4 plis
10x10cm
Double emballage



4802208

Compresse, 4 plis
5x5cm
Double emballage




CE
1639




4702111

Comresse, 4 plis
5x5cm




4702112

Comresse, 4 plis
7.5x7.5cm




4702113


Comresse, 4 plis
10x10cm



4702115

Comresse, 4 plis
10x20cm






CE
1639


STERILE EO



4801132

Compresse, 4 plis
Pré-fendue en «Y»
5x5cm





APPLIMED SA

COMPRESSES
Abdominales




CE
1639


STERILE EO



4502059


Comresse
6 couches, 45x45cm
Prélavée avec lacet
et RX
Double emballage






4002030

Boule de gaze tissée
Ø 3cm
Sans fil RX




4002035

Boule de gaze tissée
Ø 3.5cm
Sans fil RX




4002050


Boule de gaze tissée
Ø 5cm
Sans fil RX



4002425

Boule de gaze tissée
Ø 2.5cm
Avec fil RX






CE
1639

STERILE EO




4102002

Boule de gaze tissée
Ø 2.5 - 3 cm
Sans fil RX




4102008

Boule de gaze tissée
Ø 2.5 - 3 cm
Sans fil RX




4102009

Boule de gaze tissée
Ø 7 - 8 cm
Sans fil RX




4102263

Boule de gaze tissée
Ø 4 - 4.5 cm
Avec fil RX
Double emballage




4102264

Boule de gaze tissée
Ø 4 - 4.5 cm
Sans fil RX
Double emballage




4102265

Boule **non tissée**
Ø 4.5 cm
Sans fil RX
Double emballage




4102266

Boule de gaze tissée
Ø 3 cm
Avec fil RX
Double emballage




4102313

Boule **non tissée**
Ø 3 - 4 cm
Sans fil RX
Double emballage




4802118


Boule de gaze tissée
Ø 3 cm
Avec fil RX



4802212

Boule de gaze tissée
Ø 4 - 4.5 cm
Sans fil RX





CE
1639

STERILE EO



4101100


Boule **non tissée**


Ø 4.5 cm

Sans fil RX

Dans un blister
rigide à

2 compartiments






CE
1639

STERILE EO




4101105

Tampon puce tissé
Micro-chirurgie
10x10cm
Avec fil RX
Double emballage




4101140

Tampon puce tissé
Micro-chirurgie
4x4cm
Avec fil RX
Double emballage




4102160

Tampon puce tissé
Micro-chirurgie
10x10cm
Avec fil RX
Double emballage




4102161

Tampon puce tissé
Micro-chirurgie
8x8cm
Avec fil RX
Double emballage




4102310


Tampon puce tissé
Micro-chirurgie
4x4cm
Avec fil RX
Double emballage



4102311

Tampon puce tissé
Micro-chirurgie
6x6cm
Avec fil RX
Double emballage






CE
1639


STERILE	EO
---------	----



5101802

Abaisse-langue en bois
1.8x15cm







STERILE	EO
---------	----



4801019


Bassin réniforme stérile,
APET, 252 x 150 x 40 mm







9504000

Bassin réniforme, APET,
252 x 150 x 40 mm






CE
1639

STERILE	EO
---------	----




4801141

Champ percé
Avec adhésif
50x60cm




4803226

Champ plié
50x50cm




4803237


Champ percé
Fendu
60x60cm



4803239

Champ plié
60x60cm






STERILE EO




4802152

Cupule graduée
Ronde en PP
120ml




4802153

Cupule graduée
Ronde en PP
250ml




4802154

Cupule graduée
Ronde en PP
500ml



4802155


Cupule graduée
Ronde en PP
1000ml




4909976

Set grand godet

- 1 plateau blanc (258x153x45mm)
- 1 pichet 500ml
- 1 cupule 300ml
- 3 cupules 60ml
- **Enveloppé dans 1 champ 60x60cm**






STERILE EO




4802122

Pincette anatomique
13cm




4802123

Péan 13 cm




8006001

Pince porte-tampon
24cm




8001734


Ôte-agrafes



8001740

Curette, 2 têtes
14cm






STERILE EO




8001801

Bistouri N°15




8001806


Bistouri N°11



8001807

Bistouri N°10





CISEAUX


CE
1639

STERILE EO




8001749

Ciseaux 14cm
Mousse/mousse




8001712

Ciseaux 14cm
Pointu/mousse




8001716

Ciseaux 14cm
Pointu/pointu




8001817

Ciseaux bandage
Lister 14cm




8001820


Ciseaux bandage
Lister 18cm



8001720

Ciseaux Iris 11.5cm





CISEAUX


CE
1639

STERILE EO




8001753

Ciseaux Iris 11.5cm
Courbés




8001747

Ciseaux Joseph 15cm
Fin




8001748

Ciseaux Jameson 15cm
Courbés




8001744

Ciseaux Stevens 11.5cm
Courbés



8001757

Ciseaux Metzenbaum 18cm
Courbés






CROCHETS - CURETTES


CE
1639

STERILE EO





4901087

Crochet Gillies 18cm




8001852

Curette 14cm
Tête 3mm





8001750

Curette 14cm
Tête 4mm





8001850

Curette 14cm
Tête 7mm




8001765


Curette ORL



8001707

Curette tire-comédons 14cm






ECARTEURS – SPECULUMS




8001758

Ecarteur Holzheimer
Mousse, 10cm




8001791 | 8001795

Ecarteur Senn-Miller
Fin, 3 dents




8001792


Ecarteur Weitlaner
Pointu 10.5cm



8001623

Speculum Killian 35mm





PINCES


CE
1639

STERILE EO




8001705

Pince Mosquito 12.5cm




8001702

Pince Mosquito 12.5cm
Courbée




8001703

Pince Hémostatique
14-14.5cm




8001041

Pince Hémostatique
16cm




8001732


Pince Kocher 14cm



8001030

Pince Kocher 16cm





PINCES


CE
1639

STERILE EO




8001759

Pince Crocodile 14cm




8001600

Pince crocodile
Hartmann 4mm




8001601

Pince crocodile
Hartmann 6mm




8001602

Pince crocodile
Hartmann 8mm




8001616


Pince Magill 20cm



8001617

Pince Magill 25cm





PINCES – PINCETTES


CE
1639

STERILE EO




8001620

Pince baïonnette 14cm





8001621

Pince baïonnette 16.5cm




8001619

Pince baïonnette 12.5cm




8001724


Pincette Adson 12cm
Griffes



8001745

Pincette Adson 12cm
Griffes, fine






PINCETTES



CE
1639

STERILE EO




8001742

Pincette Adson 12cm
Mousse





8001755

Pincette Adson 12cm
Mousse, fine





8001754

Pincette à échardes
Feilchenfeld 9cm




8001723

Pincette chirurgicale 14cm




8001721


Pincette anatomique 13cm
Fine



8001731

Pincette anatomique
14-14.5cm





PORTE-AIGUILLES PORTE-LAMES


CE
1639

STERILE EO




8001718

Porte-aiguille 14cm





8001719

Porte-aiguille 14cm
Fin




8001502

Porte-aiguille (mors en
tungstène) Converse 13cm




8001706


Porte-lame
Beaver



8001710

Porte-lame
Bistouri N°3





GYNECOLOGIE


CE
1639

STERILE EO




4801060

Speculum vaginal
Cusco en métal
XS – 75x17mm




4801061

Speculum vaginal
Cusco en métal
S – 80x32mm




4801062

Speculum vaginal
Cusco en métal
M – 100x25mm



4801063

Speculum vaginal
Cusco en métal
L – 105x27mm






GYNECOLOGIE



CE
1639

STERILE EO





8001797

Pince anatomique 24cm




8001630

Pince porte-tampons 25cm
Foerster





8001777

Pince de Pelkmann 25cm




8001778


Ciseaux Metzenbaum
Courbés fin, 25cm



8001779

Pince de Pozzi 25cm







LAVAGE DES INSTRUMENTS METALLIQUES

La satisfaction de nos clients et la qualité de nos produits demeurent notre priorité.

C'est pourquoi nous avons mis en place un processus de lavage et investi dans des laveurs désinfecteurs afin de garantir une propreté de nos instruments métalliques conformément à nos critères d'acceptation relatifs aux résidus d'usage et à la contamination microbiologique.





Chirurgie à haute fréquence

Les pinces bipolaires sont des instruments de chirurgie à coagulation qui :


- ✓ limitent le traumatisme opératoire,
- ✓ permettent des solutions innovantes (pas de corps étranger dans la plaie),
- ✓ offrent des possibilités d'interventions minimales et rapides pour le confort du patient,
- ✓ offrent une réduction des coûts opératoires.



8001737

Pince Adson
Connexion fiche double articulée


Largeur pointe 0,5mm
Longueur pince 12cm
Longueur câble 3m



8001818

Pince Adson
Connexion Erbe


Largeur pointe 0,5mm
Longueur pince 12cm
Longueur câble 3m




8001819

Pince Jeweler fine
Connexion fiche double articulée

Largeur pointe 0,5mm
Longueur pince 11,5cm
Longueur câble 3m





Chirurgie à haute fréquence

Les pinces bipolaires sont des instruments de chirurgie à coagulation qui :


- ✓ limitent le traumatisme opératoire,
- ✓ permettent des solutions innovantes (pas de corps étranger dans la plaie),
- ✓ offrent des possibilités d'interventions minimales et rapides pour le confort du patient,
- ✓ offrent une réduction des coûts opératoires.



8001767

Pince coudée non adhérente
Connexion fiche double articulée


Largeur pointe 0,5mm
Longueur pince 15.5cm
Longueur câble 3m



8001768

Pince coudée non adhérente
Connexion fiche double articulée


Largeur pointe 1mm
Longueur pince 15.5cm
Longueur câble 3m




8001793

Pince Jeweler fine coudée non
adhérente
Connexion fiche double articulée

Largeur pointe 0,5mm
Longueur pince 10.8cm
Longueur câble 3m





Chirurgie à haute fréquence

Les pinces bipolaires sont des instruments de chirurgie à coagulation qui :


- ✓ limitent le traumatisme opératoire,
- ✓ permettent des solutions innovantes (pas de corps étranger dans la plaie),
- ✓ offrent des possibilités d'interventions minimales et rapides pour le confort du patient,
- ✓ offrent une réduction des coûts opératoires.



8001936

Pince baïonnette non adhérente
Connexion fiche double articulée


Largeur pointe 1mm
Longueur pince 15.5cm
Longueur câble 3m





8001937

Pince baïonnette non adhérente
Connexion fiche double articulée

Largeur pointe 1mm
Longueur pince 18cm
Longueur câble 3m





Acier Inox


CE
1639

STERILE EO




8001726

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
60mm / 19G




8001727

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
100mm / 18G




8001738

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
80mm / 17G




8001752

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
80mm / 14.5G




8001761

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
80mm / 18G




8001762

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
40mm / 17G




8001763

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
35mm / 21G




8001788

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
80mm / 21G




8001736

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
100mm / 18G
Double emballage




8001760

Aiguille boutonnée
Courbée
Olive soudée laser
100mm / 16G




8001789



Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
100mm / 19G



8001798

Aiguille boutonnée
Courbée
Olive soudée laser
100mm / 13G





Acier Inox


CE
1639

STERILE EO




8001841

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
120mm / 13G




8001842

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
120mm / 14G




8001843

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
120mm / 15G




8001844

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
120mm / 17G




8001845



Aiguille boutonnée
Courbée
Olive soudée laser
55mm / 17G



8001988

Aiguille boutonnée
Olive soudée laser
150mm / 18G





Acier Inox


CE
1639

STERILE EO




8001741

Aiguille mousse
80mm / 16G




8001770

Aiguille mousse
Courbée
80mm / 19G




8001771

Aiguille mousse
Courbée
100mm / 23G




8001772

Aiguille mousse
Courbée
90mm / 17G




8001773

Aiguille mousse
Courbée
90mm / 19G




8001774

Aiguille mousse
Courbée
100mm / 21G




8001780

Aiguille mousse
Courbée
80mm / 18G




8001781

Aiguille mousse
Courbée
80mm / 16G




8001783

Aiguille mousse
Courbée
80mm / 14G




8001785

Aiguille mousse
Courbée
80mm / 13G




8001786

Aiguille mousse
80mm / 13G



8001787

Aiguille mousse
100mm / 11G






Plastique




8001730

Aiguille boutonnée
70mm



8001756

Aiguille boutonnée
100mm



RECUPERATION ET RECYCLAGE DES INSTRUMENTS METALLIQUES A USAGE UNIQUE



Applimed SA propose à ses clients plus d'une centaine d'instruments métalliques à usage unique. Etant soucieux de l'impact sur l'environnement, nous mettons à disposition de nos clients un service gratuit de récupération et recyclage de nos instruments métalliques usagés.

Ce principe de récupération et recyclage est le suivant :

-  Mise à disposition gratuite de bacs à usage unique de 30 litres, 12 litres et 7 litres.
(spécialement conçus pour les déchets spéciaux résultant d'une activité médicale aux normes UN/OMoD 180101/180102 conformes aux directives fédérales OMoD).
-  Après usage, les instruments métalliques utilisés sont introduits dans le bac à usage unique par le biais d'un opercule refermable, il n'est donc plus nécessaire de procéder à une décontamination avant de les introduire.
-  Une fois plein *(ne pas dépasser la charge indiquée sur le bac)*, le bac est fermé hermétiquement par le client *(selon principe d'utilisation)*.
-  L'entreprise Rudosa récupère les bacs pleins fermés hermétiquement et donne en échange de nouveaux bacs.
-  Les bacs pleins sont collectés et ensuite transportés selon les normes ADR/SDR dans une installation agréée pour y être incinéré et/ou valorisé écologiquement.
-  Cette installation permet d'introduire les bacs directement dans l'incinérateur *(sans les ouvrir)* évitant ainsi tout risque de contamination.
-  Tous les composants en plastique et résidus se trouvant sur les instruments sont brûlés, et le métal totalement décontaminé par l'incinération est récupéré par un système physique *(courant de Foucault)*.
-  Les instruments métalliques sont ensuite envoyés à une autre société suisse spécialisée dans le recyclage en métallurgie. Ces derniers sont groupés avec d'autres métaux dans le but d'être recyclés pour des applications techniques.



Ce service est totalement gratuit, aucun commerce n'est effectué, le seul but étant de faciliter l'élimination des métaux.



9501001


Masque de soin
chirurgical, type IIR
ENFANT



9501005

Masque de soin
chirurgical, type IIR
ADULTE






BLOUSES – CASAQUES - PEIGNOIR




9501003

Blouse blanche
Taille XL




9501007

Blouse verte (protection)
Taille XL




9501008

Casaque d'isolement
verte plastifiée
Manche jersey longue
Taille XL




9501053

Blouse de patient bleue
Taille M
Ouverture velcro sur le
devant




9501004

Blouse blanche courte
140x77cm




9501022


Peignoir bleu opaque
113x77cm



9501054

Blouse de patient bleue
Taille L
Ouverture velcro sur le
devant






COUVRE-CHAUSSURE CHARLOTTE SET HABITS DE PROTECTION



9501009

Couvre-chaussure
En non tissé
Anti-dérapant
18x40cm




9508006

Set habits de protection


- 1 peignoir
- 1 charlotte
- 1 slip
- 1 paire couvre-chaussures en non tissé


Anti-dérapant



9501015

Charlotte plissée
Taille unique






9507000

Set protection de lit


- 1 housse matelas
220x96cm
- 1 drap de lit
220x160cm
- 1 taie d'oreiller
50x70cm



9507021

Housse matelas


Avec élastique
220x96cm



9507022

Drap de lit


Non tissé
220x160cm




9507023

Taie d'oreiller

60x60cm







Composition du set

- 1 Pincette plastique bleue 13cm
 - 4 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

Référence
4802116






Composition du set


- 3 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 2 Compresse tissée, 8 plis, 10x10cm
 - 1 Ciseaux Iris 11.5cm
 - 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4908808**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 6 Boule tissée Ø 2.5x3cm
 - 2 Compresse non tissée 7.5x7.5cm
 - 1 Champ 50x50cm
 - 1 Ciseaux Iris 11.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

Référence
4909683

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 1 Cupule 250ml
 - 2 Pincette anatomique 14-14.5cm
- Enveloppé dans un champ 60x60cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909798

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set



- 1 Barquette à 2 compartiments 180x95x25mm
- 1 Pincette plastique verte 13cm
- 1 Barquette 60ml
- 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm

Enveloppé dans un champ 50x50cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909927**






Composition du set

- 2 Compresse non tissée 5x5cm
 - 4 Applicateur bois, grosse tête américaine
 - 1 Champ 50x50cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4909950**






Composition du set

- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
 - 10 Boule tissée Ø 5-7cm
 - 1 Pince porte-tampon 25cm
- Enveloppé dans un champ 80x80cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4901045

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set



- 1 Barquette blanche à 2 compartiments 750ml
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Pincette plastique bleue 13cm
- 1 Champ 75x90cm

Enveloppé dans un champ 80x80cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4901090**







Composition du set

- 1 Cupule 300ml
- 5 Boule tissée Ø 5-7cm
- 1 Pince porte-tampon métal 25cm
- 1 Champ 50x50cm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909675**






Composition du set

- 1 Pince porte-tampon 24cm
 - 1 Cupule 500ml
 - 6 Boule tissée **avec RX** Ø 5-7cm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909677

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 1 Barquette 125ml
 - 4 Boule tissée Ø 4-4.5cm
 - 1 Pince porte-tampon 18-19cm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4908805**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 10 Boule non tissée Ø 4.5-5cm
- 1 Pince porte-tampon plastique 24cm

2 étiquettes de traçabilité



Emballage primaire : blister rigide à 3 compartiments/papier

Emballage final : - soit peelpack film souple/papier
- soit sachet steriking

Référence
4901895



CE
1639




Composition du set

- 3 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 3 Compresse tissée 7.5x7.5cm
 - 1 Pincette plastique bleue 13cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4801115**

STERILE	EO
---------	----





Composition du set


- 1 Barquette
- 8 Boule tissée Ø 4cm
- 2 Compresse non tissée 5x5cm
- 1 Pincette plastique bleue 13cm
- 1 Pincette plastique verte 13cm

Enveloppé dans un champ 50x50cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4901028**

STERILE	EO
---------	----





Composition du set


- 1 Barquette
- 5 Boule tissée **avec RX** Ø 3cm
- 3 Compresse tissée, 12 plis, 7.5x10cm
- 3 Compresse tissée, 8 plis, 5x5cm
- 3 Compresse tissée **avec incision, 8 plis**, 5x5cm
- 1 Pincette plastique bleue 13cm
- 1 Cupule 60ml
- 1 Champ 50x50cm

Enveloppé dans un champ 50x50cm



Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4809901

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 5 Compresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Ciseaux Iris 11.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse 12cm
 - 1 Pincette plastique bleue 13cm
 - 1 Pincette plastique verte 13cm
 - 1 Champ 50x50cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

Référence
4901096

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 8 Boule non tissée Ø 3-3.5cm
 - 12 Compresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Ciseaux pointu mousse 14cm
 - 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse 12cm
 - 1 Champ 50x50cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4909083**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 2 Comresse tissée, 8 plis, 5x5cm
- 5 Comresse tissée, 8 plis, 10x10cm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909745

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set



- 3 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 3 Compresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse fine 12cm
 - 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4909808**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 4 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 4 Compresse non tissée, 4 plis, 10x20cm
 - 1 Ciseaux pointu/mousse 14cm
 - 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909857

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 10 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
- 1 Ciseaux pointu/mousse 14cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette anatomique 14cm
- 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- 1 Bistouri n°15
- 1 Champ plié 60x60cm

Enveloppé dans un champ 50x50cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909841

STERILE	EO
---------	----



CE
1639





Composition du set

- 1 Pincette plastique verte 13cm
 - 1 Pincette plastique bleue 13cm
 - 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 5 Comresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Champ plié 50x40cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4909920**

STERILE	EO
---------	----








Composition du set

- 1 Pincette plastique verte 13cm
 - 1 Pincette plastique bleue 13cm
 - 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 2 Comresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Champ plié 50x40cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

Référence
4909942

STERILE	EO
---------	----







Composition du set

- 1 Barquette à 2 compartiments 180x95mm
 - 3 Boule non tissée Ø 3-4cm
 - 1 Pincette plastique bleue 13cm
 - 1 Pincette plastique verte 13cm
 - 4 Compresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Champ 50x50cm
- Enveloppé dans un champ 50x50cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909945

STERILE	EO
---------	----






Composition du set


- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm
 - 1 Champ 75x80cm
 - 10 Compresse tissée, 8 plis, 10x10cm
 - 10 Boule tissée Ø 2.5–3cm
 - 5 Compresse tissée, 8 plis, 5x5cm
 - 1 Seringue, Luer 2 pièces 5ml
 - 1 Seringue, Luer 2 pièces 10ml
 - 1 Aiguille rose 38mm 18G
 - 1 Aiguille noire 30mm 22G
 - 2 Barquette 125ml
- Enveloppé dans un champ 80x80cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909979

STERILE	EO
---------	----




CE
1639




Composition du set

- 3 Boule tissée (**stérile**) Ø 2.5-3cm (4102008)
- 1 Aiguille rose (**stérile**) 40mm, 18G
- 1 Canule veineuse Vasofix rose (**stérile**) 20G
- 1 Tegaderm (**stérile**) 7x8.5cm
- 1 Seringue, Luer 3 pièces (**stérile**) 10ml
- 1 Robinet 3 voies avec rallonge (**stérile**) 10cm
- 1 Pansement hémostatique Tip-Stop (**stérile**)
- 2 Gant nitrile avec ourlet, taille M
- 2 Champ 50x50cm
- 1 Elastique 3x1.2mm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
9006195





APPLIMED SA

**SET POSE
VOIE VEINEUSE**




Composition du set

- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 1 Canule veineuse Vasofix rose **(stérile)** 20G
- 1 Robinet 3 voies avec rallonge **(stérile)** 10cm
- 5 Boule tissée **(stérile)** Ø 2.5-3cm (4102002)
- 1 Applica IV **(stérile)** 80x60 mm
- 1 Seringue NaCl 0.9% **(stérile)** 10ml
- 2 Gant nitrile avec ourlet, taille M
- 1 Champ 50x50cm


Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
9009186**



CE
1639




Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 1 Canule veineuse Vasofix vert (**stérile**) 18G
- 1 Robinet 3 voies avec rallonge (**stérile**) 10cm
- 5 Boule tissée (**stérile**) Ø 2.5-3cm (4102002)
- 1 Applica IV (**stérile**) 80x60 mm
- 1 Seringue NaCl 0.9% (**stérile**) 10ml
- 2 Gant nitrile avec ourlet, taille M
- 1 Champ 50x50cm

Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
9009187







Composition du set

- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
 - 1 Porte-aiguille 14cm
 - 1 Pince Kocher 14cm
 - 1 Ciseaux baby Metzenbaum 11.5cm
 - 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
 - 1 Pincette anatomique 16cm
 - 2 Cupule 120ml
 - 5 Boule non tissée Ø 4.5cm
 - 1 Pince hémostatique 14-14.5cm
 - 1 Aiguille boutonnée, 100mm, 18G
 - 1 Champ percé avec adhésif 75x90cm
- Enveloppé dans un champ 80x80cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4901047

STERILE	EO
---------	----





Composition du set


- 1 Barquette blanche à 2 compartiments 750ml
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 3 Compresse non tissée, 4 plis, 10x10cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
- 1 Porte-aiguille 14cm
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Aiguille orange, 25mm, 25G
- 1 Seringue, Luer 2 pièces 5ml
- 2 Gant nitrile avec ourlet, taille M
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm



Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4901089

STERILE	EO
---------	----






Composition du set

- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Ciseaux Iris 11.5cm
 - 1 Pincette Adson, griffes 12cm
 - 1 Porte-aiguille 14cm
 - 1 Champ plié 50x50cm
 - 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4903236**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Barquette blanche à 2 compartiments 750ml
- 8 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 10x10cm
- 1 Ciseaux Stevens courbés 11.5cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Pincette anatomique fine 13cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Bistouri n°15
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909850

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set



- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 1 Ciseaux Metzenbaum, courbés 15cm
- 1 Pincette Adson, griffes 12cm
- 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- 1 Pincette anatomique 14cm
- 1 Porte-aiguille 14cm
- 1 Champ percé 75x80cm
- 1 **Enveloppé dans un champ 60x60cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909889

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 1 Porte-aiguille 14cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- 1 Pincette Adson, griffes 12cm
- 2 Gant nitrile avec ourlet, taille M
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm
- 1 Aiguille orange, 25mm, 25G
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Seringue, Luer 3 pièces 5ml
- 1 Masque
- 1 Alèse cellulose 40x60cm


Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909961

STERILE	EO
---------	----





APPLIMED SA

**SET
DE SUTURE**




Composition du set


- 1 Ciseaux pointus/pointus 14cm
 - 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
 - 1 Pincette Adson, griffes 12cm
 - 1 Porte-aiguille 14cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4909962**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 1 Porte-aiguille 14cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette Adson, griffes 12cm
- 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 50x50cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909968

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 1 Porte-aiguille 14cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Pince Péan 13cm
- 1 Champ percé adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 80x80cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909969

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 8 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 10 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 1 Porte-aiguille Derf 12.5cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette anatomique fine 13cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Ciseaux Stevens courbés 11.5cm
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Aiguille orange, 25mm, 25G
- 1 Seringue, Luer 3 pièces 5ml
- 1 Bistouri n°15
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm


Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909971**

STERILE	EO
---------	----





Composition du set


- 1 Barquette blanche à 2 compartiments 750ml
- 4 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 4 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 4 Compresse non tissée, 4 plis, 10x10cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Pince Mosquito, courbée 12.5cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909993

STERILE	EO
---------	----




CE
1639





Composition du set

- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
 - 1 Barquette 125ml
 - 1 Cupule 60ml
 - 1 Aiguille rouge, 40mm, 18G
 - 1 Aiguille orange, 25mm, 25G
 - 1 Seringue, Luer excentrée 2 pièces 5ml
 - 1 Seringue, Luer centrée 3 pièces 10ml
 - 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 5 Compresse tissée, 8 plis, 5x5cm
 - 4 Compresse tissée, 12 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Champ percé avec adhésif 75x90cm
 - 1 Alèse cellulose 40x60cm
 - 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
 - 1 Pince Mosquito, courbée 12.5cm
 - 1 Pince hémostatique 14-14.5cm
 - 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
 - 1 Ciseaux Jameson, fins 15 cm
 - 1 Mousse pour aiguilles
 - Enveloppé dans un champ Dextex 75x75cm
 - Emballage partie stérile : peelpack film souple/papier**
-
- 2 Gant latex «Vasco OP Sensitive», taille 7.5 **stérile**
 - Emballage final : sachet Steriking**

Référence
9009203







Composition du set

- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 2 Compresse non tissée, 4 plis, 7.5x7.5cm
 - 1 Ciseaux Iris 11.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse 12cm
 - 1 Champ 50x50cm
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

**Référence
4909883**






Composition du set

- 4 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 1 Pincette Adson, mousse 12cm
 - 1 Bistouri n°11
- Emballage final : blister rigide à 3 compartiments/papier

Référence
4909936

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909996

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 1 Barquette 125ml
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Pincette bleue 13cm
- 1 Champ percé fendu 60x60cm
- 3 Gant nitrile avec ourlet, taille L

Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4908814

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Barquette 125ml
- 1 Pincette plastique bleue 13cm
- 1 Champ percé fendu 60x60cm
- 1 Champ 60x60cm

Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4908823**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Pincette plastique bleue 13cm
- 1 Barquette 125ml
- 2 Gant nitrile avec ourlet, taille M
- 1 Champ percé fendu 60x60cm

Enveloppé dans un champ 60x60cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4809913**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set



- 1 Barquette 125ml
 - 8 Compresse tissée, 8 plis, 5x5cm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909906

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set

- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 1 Porte-lame bistouri n°3
- 1 Ciseaux Iris courbés 11.5cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Pincette Adson, mousse fine 12cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Seringue, LL 3 pièces 3ml
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Aiguille jaune, 13mm, 30G
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 50x50cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909991






Composition du set


- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
 - 2 Cupule 60ml
 - 10 Compresse non tissée 7.5x7.5cm
 - 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 1 Pince Mosquito, courbée 12.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse fine 12cm
 - 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
 - 1 Ciseaux Iris 11.5cm
 - 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
 - 1 Ciseaux baby Metzenbaum 11.5cm
 - 1 Bistouri n°15
 - 1 Aiguille bleue, 40mm, 23G
 - 1 Aiguille orange, 25mm, 25G
 - 1 Seringue, LL 3 pièces 5ml
 - 1 Champ percé avec adhésif 75x90cm
- Enveloppé dans un champ 80x80cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4908826

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Barquette blanche à 2 compartiments 750ml
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée 5x5cm
- 5 Compresse non tissée 10x10cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Ciseaux Metzenbaum, courbés 15cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Seringue, Luer 2 pièces 5ml
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Aiguille bleue, 25mm, 23G
- 1 Porte-lame bistouri n°3
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm
- 1 Alèse cellulose 40x60cm


Enveloppé dans un champ 80x80cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4908828

STERILE	EO
---------	----





Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée 5x5cm
- 1 Porte-lame bistouri n°3
- 1 Ciseaux Stevens, courbés 11.5cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Pincette Adson, mousse fine 12cm
- 1 Seringue, LL 3 pièces 3ml
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Aiguille jaune, 13mm, 30G
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 50x50cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909643

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 8 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Porte-aiguille 14cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Ciseaux, mousse 14cm
- 1 Ciseaux Stevens courbés 11.5cm
- 1 Pincette anatomique fine 13cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 2 Crochet Gillies 18cm
- 2 Ecarteur Senn-Miller fins
- 1 Bistouri n°15
- 1 Bistouri n°10
- 1 Seringue, Luer 3 pièces 5ml

Enveloppé dans un champ 60x60cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909093

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Barquette blanche à 2 compartiments 750ml
- 8 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 6 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 7 Compresse non tissée, 4 plis, 10x10cm
- 1 Pince porte-tampon 18-19cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Ciseaux pointu/mousse 14cm
- 1 Ciseaux Mayo courbés 15cm
- 1 Ciseaux Stevens courbés 11.5cm
- 1 Pincette anatomique fine 13cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 2 Crochet Gillies 18cm
- 2 Ecarteur Senn-Miller fins
- 2 Ecarteur Farabeuf 12cm
- 2 Ecarteur Rangell-Davis 14cm
- 2 Porte-lames bistouri n°3
- 1 Seringue, Luer 3 pièces 5ml
- 1 Feutre cutané et 1 règle

Enveloppé dans un champ 60x60cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909094

STERILE EO



CE
1639



Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 1 Pince Mosquito 12.5cm
- 2 Pince Mosquito, courbées 12.5cm
- 1 Porte-Aiguille 14cm
- 1 Cupule 60ml
- 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Aiguille brune, 26mm, 26G
- 1 Aiguille noire, 30mm, 22G
- 1 Seringue, Luer 3 pièces 5ml

Enveloppé dans un champ 60x60cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909816**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 1 Aiguille bleue, 40 mm, 23G
- 1 Aiguille orange, 25 mm, 25G
- 1 Pincette Adson, mousse fine 12cm
- 1 Décolleur, double 18.5cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Ciseaux Kilner 15cm
- 1 Pince Mosquito 12.5cm
- 1 Seringue, Luer 2 pièces 10ml
- 2 Cupule 60ml
- 1 Cupule 250ml
- 8 Applicateur acier, tête coton diam. 2.2-2.7mm, 150x0.9mm
- 1 Elastique 3x1.2mm
- 5 Compresse non tissée 5x5cm
- 2 Compresse non tissée 10x10cm
- 1 Champ 75x90cm



Enveloppé dans un champ 80x80cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4908827**

STERILE	EO
---------	----





Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 5 Compresse non tissée, 4 plis, 5x5cm
- 2 Compresse non tissée, 4 plis, 10x10cm
- 1 Ciseaux à ongles 15cm
- 1 Ciseaux baby Metzenbaum 11.5cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Pince Kocher 14cm
- 1 Pince hémostatique 14-14.5cm
- 1 Porte-aiguille 14cm
- 1 Porte-lame bistouri n°3
- 1 Décolleur double
- 1 Curette tête 4mm, 14cm
- 1 Cupule 250ml
- 1 Elastique
- 1 Champ 75x90cm

Enveloppé dans un champ 60x60cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4901097

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 1 Pince Kocher 14cm
- 1 Pince hémostatique 14-14.5cm
- 1 Pincette chirurgicale très fine 14cm
- 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
- 1 Ciseaux pointu/mousse 14cm
- 1 Porte-aiguille 18cm
- 10 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 10 Compresse tissée, 12 plis, 10x10cm
- 1 Champ 75x90cm

Enveloppé dans un champ 80x80cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909689**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 2 Pince hémostatiques 14-14.5cm
 - 1 Pince Mosquito 12.5cm
 - 1 Ciseaux, pointu/mousse 14cm
 - 1 Porte-aiguille 18cm
 - 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
 - 1 Pincette chirurgicale 14cm
- Enveloppé dans un champ 60x60cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909684

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
- 10 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Cupule 250ml
- 1 Pince Pelkmann 25cm
- 1 Pince Pozzi 25cm
- 1 Ciseaux Metzenbaum courbé fin 25cm
- 1 Speculum Cusco métal 105x27mm
- 1 Hystéromètre (échelle indicative) pas de fonction de mesure
- 2 Gant nitrile avec ourlet, taille M

Enveloppé dans un champ 60x60cm


Emballage final : - soit peelpack film souple/papier
- soit sachet stérilizing

**Référence
4902214**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set


- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 10 Compresse tissée, 16 plis 10x10cm
- 1 Alèse cellulose 60x90cm
- 1 Seringue, LL 3 pièces **(stérile)** 20ml
- 1 Aiguille rose, 38mm **(stérile)** 18G
- 2 Casaque chirurgicale, taille L **(stérile)**
- 1 Mini-Spike **(stérile)**

Enveloppé dans un champ 80x80cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
9001048






Composition du set

- 1 Bassin réniforme blanc APET 252 x 150 x 40 mm
- 1 Tube KY 5G
- 10 Compresse tissée, 16 plis **(stérile)** 10x10cm
- 1 **Alèse cellulose 60x90cm**
- 1 Seringue, LL 3 pièces **(stérile)** 20ml
- 1 Aiguille rose, 38mm **(stérile)** 18G
- 1 Aiguille bleue, 25mm **(stérile)** 23G
- 2 Blouse verte, taille L
- 1 Mini-Spike **(stérile)**
- 1 Drap 80x210cm

Enveloppé dans un champ 80x80cm

Emballage final : peelpack film souple/papier


Référence
9009192





APPLIMED SA

SET NETTOYAGE ENDOSCOPE



Composition du set

- 1 Sachet PE 350x270x0.04mm
- 1 Cupule 250ml
- 1 Protection bac endoscope
- 1 Alèse cellulose 60x90cm


Enveloppé dans un sachet :


- 1 - Brosse courte 15.5cm
- 1 - Brosse longue 230cm
- 1 - Eponge à endoscope

Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier


**Référence
9009191**





APPLIMED SA


SET NETTOYAGE ENDOSCOPE



Composition du set

- 1 Brosse courte 15.5cm
 - 1 Brosse longue 230cm
 - 1 Eponge à endoscope
- Emballage final : sachet minigrip


**Référence
9009184**





APPLIMED SA


SET INJECTION CT SCANNER




Composition du set

- 1 Canule veineuse VasoFix rose (**stérile**) 20G
 - 3 Boule tissée (**stérile**) Ø 2.5-3cm (4102008)
 - 1 Robinet 3 voies avec rallonge (**stérile**) 10cm
 - 1 Applica IV (**stérile**) 80x60 mm
 - 1 Seringue, Luer 3 pièces (**stérile**) 10ml
 - 2 Gant nitrile avec ourlet, taille M
 - 1 Elastique 3x1.2mm
- Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
9006066**






Composition du set


- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
 - 1 Champ 75x80cm
 - 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm
 - 2 Cupule 250ml
 - 3 Boule non tissée Ø 3-4cm
 - 10 Compresse non tissée 5x5cm
 - 10 Compresse non tissée 7.5x7.5cm
 - 1 Pince porte-tampon 24cm
 - 1 Pince Mosquito courbée 12.5cm
 - 2 Pincette Adson, griffes fines 12cm
 - 1 Ciseaux Stevens courbés 11.5cm
 - 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
 - 1 Seringue, Luer 3 pièces 10ml
 - 1 Aiguille rose 38mm, 18G
 - 1 Aiguille orange 25mm, 25G
 - 1 Aiguille noire 30mm, 22G
- Enveloppé dans un champ Dextex 90x90cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4803223

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
- Emballés individuellement dans un peelpack :
- 1 - Pince Mosquito 12.5cm
- 1 - Ciseaux Stevens 12.5cm
- 1 - Porte-lame bistouri n°3
- 1 - Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 - Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 - Pincette Adson, mousse fine 12cm
- 1 - Crochet Gillies 18cm


1 étiquette de traçabilité

Enveloppé dans un champ Dextex 75x75cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909981**







Composition du set

- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
 - 5 Compresse non tissée, 4 plis 10x10cm
 - 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
 - 1 Pince Mosquito 12.5cm
 - 1 Aiguille boutonnée, 60mm, 20G
 - 1 Seringue, Luer 2 pièces 5ml
 - 1 Seringue, Luer 2 pièces 10ml
 - 1 Cupule 60ml
 - 1 Cupule 120ml
 - 1 Bistouri n°11
 - 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm
- Enveloppé dans un champ 60x60cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909914

STERILE	EO
---------	----






Composition du set

- 1 Barquette blanche 2 compartiments 750ml
- 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Pincette bleue 13cm
- 6 Compresse tissée, 8 plis, 10x10cm
- 1 Champ plié 60x60cm

Enveloppé dans un champ 60x60cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909090





Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée 5x5cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Ciseaux Iris 11.5cm
- 1 Pincette Adson, mousse fine 12cm
- 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 80x80cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909855**

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set

- 2 Cupule 120ml
 - 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 5 Compresse non tissée 5x5cm
 - 2 Compresse non tissée 10x10cm
 - 1 Ciseaux Iris 11.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse fines 12cm
 - 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
 - 1 Porte-lame bistouri n°3
- Enveloppé dans un champ 45x45cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909862

STERILE	EO
---------	----




CE
1639





- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
- 5 Comresse non tissée 10x20cm
- 1 Cupule 250ml
- 3 Boule non tissée Ø 3-4cm
- 1 Seringue, Luer 3 pièces 20ml
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Aiguille jaune, 70mm, 20G
- 1 Pince Spencer Wells 20cm
- 1 Porte-aiguille converse 12.5cm
- 1 Bistouri n°11
- 1 Pincette chirurgicale très fine 14cm
- 1 Ciseaux Metzenbaum courbés 18cm
- 1 Pince porte-tampon 24cm
- 10 Comresse non tissée 7.5x7.5cm

Enveloppé dans un champ Dextex 90x90cm
Emballage final : peelpack film souple/papier

STERILE	EO
---------	----



CE
1639




Composition du set

- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 2 Compresse non tissée 5x5cm
 - 2 Compresse non tissée 10x10cm
 - 1 Pincette anatomique 14-14.5cm
 - 1 Cupule 60ml
 - 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm
- Enveloppé dans un champ 60x60cm**
1 étiquette de traçabilité
Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909917

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Blister rigide à 2 compartiments 130x200mm
- 4 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 5 Compresse non tissée 5x5cm
- 5 Compresse non tissée 10x10cm
- 1 Pincette Adson, mousse 12cm
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 50x50cm

Emballage final : peelpack film souple/papier

Référence
4909946

STERILE	EO
---------	----



CE
1639



Composition du set


- 1 Barquette blanche à 2 compartiments 750ml
- 6 Boule tissée Ø 2.5-3cm
- 1 Pincette anatomique 14cm
- 2 Seringue, Luer 2 pièces 2ml
- 1 Seringue, Luer 2 pièces 5ml
- 1 Seringue, Luer 2 pièces 20ml
- 1 Aiguille rose, 38mm, 18G
- 1 Aiguille verte, 40mm, 21G
- 1 Aiguille bleue, 25mm, 23G
- 1 Champ percé avec adhésif 50x60cm

Enveloppé dans un champ 60x60cm


Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909949**

STERILE	EO
---------	----




CE
1639


**Composition du set**

- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
 - 5 Boule tissée Ø 2.5-3cm
 - 5 Compresse non tissée 10x20cm
 - 1 Ciseaux, pointu/mousse 14cm
 - 2 Pincette anatomique 14-14.5cm
 - 1 Pince hémostatique 14-14.5cm
 - 1 Cupule 250ml
- Enveloppé dans un champ 60x60cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier

**Référence
4909858**

STERILE	EO
---------	----

**CE**
1639




Composition du set

- 1 Barquette bleue 210x140x45mm
 - 1 Cupule 250ml
 - 1 Cupule 60ml
 - 1 Pince porte-tampon 24cm
 - 4 Compresse tissée, 12 plis 10x20cm
 - 10 Compresse tissée, 12 plis 10x10cm
 - 1 Ciseaux Iris, courbé 11.5cm
 - 1 Pincette Adson, mousse 12cm
 - 1 Pincette Adson, griffes fines 12cm
 - 2 Pince Mosquito, courbée 12.5cm
 - 1 Porte-aiguille, fin 14cm
 - 1 Pince hémostatique 14-14.5cm
 - 4 Boule tissée Ø 4-4.5cm
 - 1 Champ percé avec adhésif 75x90cm
- Enveloppé dans un champ 80x80cm**
Emballage final : peelpack film souple/papier


Référence
4909804

STERILE	EO
---------	----



CE
1639

APPLIMED SA



Adresse

Z.I. Pra de Plan 1
CH - 1618 Châtel-St-Denis

Contact

Réception : +41 21 948 92 74
Délégué commercial : +41 79 473 10 68
E-Mail : info@applimed.ch

Horaire bureau

Lundi – Jeudi : 8:00 – 17:00
Vendredi : Fermé
Samedi : Fermé

www.applimed.ch