



**2025**

# Katalog

Medizinprodukte für den Einmalgebrauch

**APPLIED SA**



VORSTELLUNG	
Liste der Symbole	3
Vorstellung des Unternehmens	4
Geschichte	4
Kundenspezifische Sets	5
Vorteile von Einwegartikeln	6

MEDIZINPRODUKTE & ZUBEHÖR	
Schutzbekleidung	
<i>Mäntel, Kittel &amp; Patientenmäntel</i>	60
<i>Überschuhe, Hauben &amp; Schutzbekleidungssets</i>	61
Bettenschutz	62

MEDIZINPRODUKTE & ZUBEHÖR	
Wattestäbchen	
<i>Wattestäbchen Holz</i>	7-8
<i>Wattestäbchen Polypropylen (PP)</i>	9-10
<i>Wattestäbchen Polystyrol (PS)</i>	11-14
<i>Wattestäbchen Aluminium</i>	15-16
<i>Wattestäbchen Rostfrei</i>	17-18
Copolymer-Handschuhe	19
Kompressen	
<i>Mullkompressen</i>	20-23
<i>Vlieskompressen</i>	24-25
<i>Vlieskompressen mit Schlitz</i>	26
<i>Bauchkompressen</i>	27
Tupfer	
<i>Mulltupfer</i>	28
<i>Mull- und Vliestupfer</i>	29
<i>Diverse Tupfer</i>	30
<i>Präpariertupfer</i>	31
Mundspatel	32
Nierenschalen	33-34
Abdecktücher	35
Becher und Gefäße	36
Kunststoffinstrumente	37
Skalpelle	38
Metallinstrumente	
<i>Scheren</i>	39-40
<i>Haken &amp; Küretten</i>	41
<i>Wundspreizer &amp; Spekula</i>	42
<i>Klemmen &amp; Zangen</i>	43-44
<i>Klemmen &amp; Pinzetten</i>	45-46
<i>Nadelhalter &amp; Skalpellgriffe</i>	47
<i>Gynäkologie</i>	48-49
<i>Reinigung der Metallinstrumente</i>	50
<i>Bipolare Pinzetten</i>	51-53
<i>Kanülen</i>	
<i>Knopfkanülen Rostfrei</i>	54-55
<i>Stumpfe Kanülen Rostfrei</i>	56
<i>Knopfkanülen Kunststoff</i>	57
Rücknahme und Recycling	58
Mund-Nasen-Schutz	59

SETS	
Pflegeset	63-68
Desinfektionsset	69-73
Wundversorgungs-/Desinfektionsset	74
Wundversorgungsset	75-87
Venenzugangsset	88-90
Nahtset	91-101
Fadenziehset	102-104
Katheterset	105-108
Kleinchirurgieset Dermatologie	109
Basisset Chirurgie	110
Chirurgieset	111
Kleinchirurgieset Gesicht	112
Chirurgieset Hand	113-114
Phlebektomieset	115
Set eingewachsene Nägel	116-117
Nahtset Geburt	118
Episiotomieset	119
IUP-Set	120
Endoskopieset	121-122
Endoskop Reinigungsset	123
Set Injektion CT-Scanner	124
Interventionsset feine Eingriffe	125
Interventionsset	126
Abszessset (Standard)	127
Basisset	128
Biopsieset	129
Diabetologieset	130
Drainageset	131
Infiltrationsset (Standard)	132
Multifunktionsset	133
Punktionsset	134
Punktionsset klein	135
Notfallset	136



## LISTE DER SYMBOLE



Mit Ethylenoxid sterilisiert



Unsteril



Nicht wiederverwenden  
Einmalgebrauch



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist



CE-Kennzeichnung



CE-Zertifikat, ausgestellt durch die Benannte Stelle mit der Kennnummer 1639 (SGS - Belgien) für die Kennzeichnung gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG



Vertriebenes Produkt



Gebrauchsanweisung beachten



1. Verpackungsebene (Teil, Einfachverpackung, Peelpack)



2. Verpackungsebene (Schachtel)



3. Verpackungsebene (Karton)



## VORSTELLUNG DES UNTERNEHMENS

Appliedmed SA, ein Hersteller von sterilen und nicht sterilen medizinischen Einwegprodukten, ist vor allem als einer der größten Hersteller von medizinischen Wattestäbchen in Europa bekannt.

Wir sind nach EN ISO 13485 zertifiziert und unsere Medizinprodukte sind gemäß der Richtlinie für Medizinprodukte (MDD) 93/42/EWG, Anhang V für steril in den Verkehr gebrachte Medizinprodukte (Klasse I-S) und gemäß Anhang II ohne Abschnitt 4 für Medizinprodukte der Klasse IIa unter Nr. CE1639 zertifiziert. Zu den Hauptkunden von Appliedmed SA zählen Vertreter von medizinischen Produkten, Krankenhäuser und Kliniken, Pflegeheime/ Pflegezentren, Arztpraxen, häusliche Pflegedienste und Apotheken.



Dank unseres Know-hows, unserer Erfahrung und unserer Flexibilität sind wir als führendes Unternehmen in der Lage, Ihnen ein großes Sortiment an Medizinprodukten für den Einmalgebrauch sowie diverse Leistungen rund um die Sterilisation mit Ethylenoxid anzubieten, die von dem nach EN ISO 13485 zertifizierten Sterilisationszentrum der Westschweiz ausgeführt werden.

Appliedmed SA leistet einen beträchtlichen Beitrag zum Komfort und zur Sicherheit von Patienten und medizinischem Fachpersonal durch die Herstellung und die Vermarktung von medizinischen Einwegprodukten, die perfekt auf die Bedürfnisse der Branche abgestimmt sind.



## GESCHICHTE

**1980**

Gründung der Fa. Dansu A/S in Dänemark durch Dr. A. Danechi für die Herstellung von medizinischen Wattestäbchen

**1987**

Eröffnung des 2. Modernen Produktionsstandorts in Châtel-St-Denis (Konzernsitz) und Erweiterung des Sortiments an sterilen Einwegartikeln

**1999**

Bau des C.S.S.R., des gewerblichen Zentrums für die Sterilisation mit Ethylenoxid gemäß den Normen EN ISO 11135 mit einer Sterilisationskapazität von 10.000 Paletten/Jahr


**2008**

Bau einer Lagerhalle mit einer Fläche von 1200 m<sup>2</sup> (Kapazität: 2000 Paletten)



## KUNDENSPEZIFISCHE SETS

Applied SA verfügt über eine langjährige Erfahrung im medizinischen Bereich und betreut Sie von „A bis Z“ bei der Erstellung des von Ihnen benötigten maßgeschneiderten Einweg-Sets, damit das von Ihnen gewünschte Endprodukt perfekt Ihren Anforderungen in Bezug auf die Pflegequalität, Sicherheit und Verwaltungseinschränkungen entspricht.



Unsere Spezialisten stehen Ihnen für Auskünfte aller Art oder für ein mögliches Projekt, das Sie entwickeln möchten, zur Verfügung.

Entwicklung und Produktion der individuellen Sets sind an Mindestmengen gebunden.



## VORTEILE VON EINWEGARTIKELN




- Einmalgebrauch ist sicherer, da Kreuzkontaminationen vermieden werden.
- Zudem entfällt durch den Einmalgebrauch das Problem der Reinigung von wiederverwendbarem Material. Die Kosten für Logistik (Platzersparnis), Ausführung (erhebliches Zeitersparnis), Wartung und Investition werden gesenkt.
- Der CO<sub>2</sub>-Fussabdruck wird durch Einmalgebrauch verringert: Sie sparen mehrere tausend Liter Wasser und Reinigungsmittel. Da wir uns Gedanken um die Auswirkungen auf die Umwelt machen, bieten wir unseren Kunden einen kostenlosen Service zur Rücknahme und zum Recycling unserer Metallinstrumente nach dem Gebrauch an.

**KNOW-HOW UND ERFAHRUNG IN DER HERSTELLUNG VON  
„MEDIZINPRODUKTEN FÜR DEN EINMALGEBRAUCH“**




**1102245**

Wattestäbchen Holz  
150x2,2mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle**




**1102246**

Wattestäbchen Holz  
150x2,2mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle**




**1101274**

Wattestäbchen Holz  
150x2,2mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle**




**1101277**

Wattestäbchen Holz  
200x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle**




**1111413**

Wattestäbchen Holz  
150x2,5mm  
Mittlerer Kopf 7-8mm  
**Baumwolle**




**1121243**

Wattestäbchen Holz  
150x3mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**




**1121463**

Wattestäbchen Holz  
150x3mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**amerik., Baumwolle**




**1121469**

Wattestäbchen Holz  
150x3mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**




**1121475**

Wattestäbchen Holz  
150x3mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**amerik., Baumwolle**




**1131563**

Wattestäbchen Holz  
200x3mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**



**1131461**


Wattestäbchen Holz  
200x3mm  
Mega Kopf 13-15mm  
**amerik., Baumwolle**






**1001202**

Wattestäbchen Holz  
150x2,2mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle**




**1001230**

Wattestäbchen Holz  
150x2,2mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle**




**1011124**

Wattestäbchen Holz  
150x2,5mm  
Mittlerer Kopf 7-8mm  
**Baumwolle**




**1021275**

Wattestäbchen Holz  
150x2,5mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**




**1021292**

Wattestäbchen Holz  
150x3mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**amerik., Baumwolle**



**1022467**


Wattestäbchen Holz  
200x3mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**






**1323000**

Wattestäbchen PP  
75x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Viskose**




**1501256**

Wattestäbchen PP  
150x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle**




**1521288**

Wattestäbchen PP  
150x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**amerik., Baumwolle**




**1521289**

Wattestäbchen PP  
150x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**




**1521296**

Wattestäbchen PP  
150x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**




**1522252**


Wattestäbchen PP  
150x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**



**1532290**


Wattestäbchen PP  
200x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**






**1401219**

Wattestäbchen PP  
150x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle**




**1402244**

Wattestäbchen PP  
150x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Viskose**




**1421283**

Wattestäbchen PP  
150x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**amerik., Baumwolle**




**1421504**

Wattestäbchen PP  
300x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**




**1422278**

Wattestäbchen PP  
150x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**




**1422280**

Wattestäbchen PP  
150x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**amerik., Baumwolle**




**1422286**

Wattestäbchen PP  
100x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**




**1422287**

Wattestäbchen PP  
100x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**amerik., Baumwolle**




**1422505**

Wattestäbchen PP  
200x4mm  
Großer Kopf 11-12mm  
**konti., Baumwolle**



**1432504**


Wattestäbchen PP  
397x4mm  
Mega Kopf 13-15mm  
**amerik., Baumwolle**






**1301241**


Wattestäbchen PS  
150x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Viskose**



**1301265**


Wattestäbchen PS  
150x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Polyester**






**1211246**

Wattestäbchen PS  
150x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Polyester, semi-  
schock**




**1202180**

Wattestäbchen PS  
150x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Baumwolle, semi-  
schock**




**1202218**

Wattestäbchen PS  
150x2,2mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Viskose**




**1211247**

Wattestäbchen PS  
93x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Viskose**



**1211248**


Wattestäbchen PS  
125x2,5mm  
Kleiner Kopf 5-6mm  
**Viskose, semi-  
schock**





**APPLIMED SA**

**WATTESTÄBCHEN  
Polystyrol (PS)**



**CE**  
1639

STERILE EO




**1251152**


Wattestäbchen PS

140x4mm

Grüner Schaumstoff


**Schock**






**1251153**


Wattestäbchen PS  
140x4mm  
Grüner Schaumstoff  
**Schock**






**1901199**


Wattestäbchen  
Aluminium  
150x0,9mm  
Kleiner Kopf 2-3mm  
**Baumwolle**



**1901941**


Wattestäbchen  
Aluminium  
150x0,9mm  
Kleiner Kopf 2-3mm  
**Polyester**






**1801183**

Wattestäbchen  
Aluminium  
150x0,9mm  
Kleiner Kopf 2-3mm  
**Baumwolle**




**1801193**


Wattestäbchen  
Aluminium  
150x0,9mm  
Kleiner Kopf 2-3mm  
**Viskose**



**1806197**

Wattestäbchen  
Aluminium  
150x0,9mm  
Kleiner Kopf 2-3mm  
**Polyester**






**CE**  
1639


STERILE EO



**2101188**

Wattestäbchen rostfrei  
150x0,9mm  
Mini Kopf 2,2-2,7mm  
**Baumwolle**






**2001192**

Wattestäbchen rostfrei

150x0,9mm

Mini Kopf 2,2-2,7mm

**Baumwolle**






STERILE EO




**3109114**

Copolymer-Handschuhe  
Größe M



**3109115**

Copolymer-Handschuhe  
Größe L






CE  
1639

STERILE EO




## 4501992

Faltkomresse  
12 –fach, 10x10cm  
Mull, **ohne RöKo**




## 4502037

Faltkomresse  
8 –fach, 10x10cm  
Mull, **ohne RöKo**




## 4502043

Faltkomresse  
16 –fach, 10x10cm  
Mull, **ohne RöKo**  
Doppelt verpackt




## 4502047

Faltkomresse  
12 –fach, 5x5cm  
Mull, **ohne RöKo**  
Doppelt verpackt




## 4502065

Faltkomresse  
12 –fach, 5x5cm  
Mull, **ohne RöKo**




## 4502075

Faltkomresse  
16 –fach, 10x10cm  
Mull, **mit RöKo**  
Doppelt verpackt




## 4502079

Faltkomresse  
12 –fach, 10x10cm  
Mull, **ohne RöKo**  
Doppelt verpackt




## 4801126

Faltkomresse, 8 -fach  
1x normale  
2x mit Schlitz 25mm  
5x5cm  
Mull, **ohne RöKo**



## 4901893

Faltkomresse  
8 –fach, 10x10cm  
Mull, **ohne RöKo**






**4502029**

Faltkompressen  
8 –fach,  
10x10cm


Mull, ohne RöKo



**4502051**

Faltkompressen  
12 –fach,  
5x5cm


Mull, ohne RöKo



**4502052**

Faltkompressen  
12 –fach,  
10x10cm


Mull, ohne RöKo



**4502083**

Faltkompressen  
8 –fach,  
5x5cm

Mull, ohne RöKo






CE  
1639

STERILE EO




## 4501990

Faltkomresse  
24 –fach, 10x20cm  
Mull, **ohne RöKo**




## 4502038

Faltkomresse  
24 –fach, 10x20cm  
Mull, **ohne RöKo**  
Doppelt verpackt




## 4502039

Faltkomresse  
24 –fach, 10x20cm  
Mull, **ohne RöKo**  
Doppelt verpackt




## 4502041

Faltkomresse  
24 –fach, 10x20cm  
Mull, **mit RöKo**  
Doppelt verpackt



## 4801127


Faltkomresse  
12 –fach, 7,5x10cm  
Mull, **I-Schlitz**





**4502053**

Faltkomresse  
12 -fach, 10x20cm  
Mull, ohne RöKo






STERILE EO




### 4801145

Faltkomresse  
4-fach, 5x5cm




### 4801146

Faltkomresse  
4-fach, 7,5x7,5cm




### 4801147

Faltkomresse  
4-fach, 10x10cm




### 4801148

Faltkomresse  
4-fach, 10x20cm




### 4801809

Faltkomresse  
4-fach, 5x5cm



### 4802206


Faltkomresse  
4-fach, 10x10cm  
Doppelt verpackt




CE  
1639

### 4802208


Faltkomresse  
4-fach, 5x5cm  
Doppelt verpackt






**4702111**

Faltkompressen  
4-fach, 5x5cm




**4702112**

Faltkompressen  
4-fach, 7,5x7,5cm




**4702113**

Faltkompressen  
4-fach, 10x10cm



**4702115**

Faltkompressen  
4-fach, 10x20cm






**CE**  
1639

STERILE EO



**4801132**

Faltkomresse, 4 -fach  
Mit Y-Schlitz  
5x5cm






CE  
1639

STERILE EO



**4502059**


Kompresse  
6-lagig, 45x45cm  
**Vorgewaschen mit  
Bändel und RöKo**  
Doppelt verpackt






**4002030**

Mulltupfer  
Ø 3cm  
**Ohne RöKo**




**4002035**

Mulltupfer  
Ø 3,5cm  
**Ohne RöKo**




**4002050**

Mulltupfer  
Ø 5cm  
**Ohne RöKo**



**4002425**

Mulltupfer  
Ø 2,5cm  
**Mit RöKo**






CE  
1639

STERILE EO




### 4102002

Mulltupfer  
Ø 2,5 - 3cm  
**Ohne RöKo**




### 4102008

Mulltupfer  
Ø 2,5 - 3cm  
**Ohne RöKo**




### 4102009

Mulltupfer  
Ø 7 - 8cm  
**Ohne RöKo**




### 4102263

Mulltupfer  
Ø 4 – 4,5cm  
**Mit RöKo**  
Doppelt verpackt




### 4102264

Mulltupfer  
Ø 4 – 4,5cm  
**Ohne RöKo**  
Doppelt verpackt




### 4102266

Mulltupfer  
Ø 3cm  
**Mit RöKo**  
Doppelt verpackt




### 4102313

Tupfer Vlies  
Ø 3 - 4cm  
**Ohne RöKo**  
Doppelt verpackt




### 4802118

Mulltupfer  
Ø 3cm  
**Mit RöKo**



### 4802212

Mulltupfer  
Ø 4 – 4,5cm  
**Ohne RöKo**





**CE**  
1639

STERILE EO



**4101100**


Tupfer Vlies

Ø 4,5cm

**Ohne RöKo**

In Blisterschale

2-teilig





CE  
1639

STERILE EO




### 4101105

Präpariertupfer für  
die Mikrochirurgie  
10x10cm

**Mit RöKo**

Doppelt verpackt




### 4101140

Präpariertupfer für  
die Mikrochirurgie  
4x4cm

**Mit RöKo**

Doppelt verpackt




### 4102160

Präpariertupfer für  
die Mikrochirurgie  
10x10cm

**Mit RöKo**

Doppelt verpackt




### 4102161

Präpariertupfer für  
die Mikrochirurgie  
8x8cm

**Mit RöKo**

Doppelt verpackt




### 4102310

Präpariertupfer für  
die Mikrochirurgie  
4x4cm

**Mit RöKo**

Doppelt verpackt




### 4102311

Präpariertupfer für  
die Mikrochirurgie  
6x6cm

**Mit RöKo**

Doppelt verpackt






CE  
1639

STERILE EO



**5101802**

Mundspatel Holz  
1,8x15cm






STERILE EO



**4801019**


Nierenschale weiß APET,  
252 x 150 x 40mm






**9504000**

Nierenschale weiß APET,  
252 x 150 x 40mm






**CE**  
1639

STERILE EO




**4801141**

Lochabdecktuch  
mit Klebestreifen  
50x60cm




**4803226**

Abdecktuch  
gefaltet  
50x50cm



**4803239**

Abdecktuch  
gefaltet  
60x60cm






STERILE EO




### 4802152

Becher, graduiert  
rund PP  
120ml




### 4802153

Becher, graduiert  
rund PP  
250ml




### 4802154

Becher, graduiert  
rund PP  
500ml




### 4802155

Becher, graduiert  
rund PP  
1000ml



### 4909976

**Großes Behälterset**  
1 weißes Tablett (258  
x 153 x 45mm)  
- 1 Messkrug 500ml  
- 1 Becher 300ml  
- 3 Becher 60ml  
- **Verpackt in**  
**1 Umschlagtuch**  
**60 x 60cm**






STERILE EO




**4802122**

Anatomische  
Pinzette 13 cm




**4802123**

Peanklemme 23 cm




**8006001**

Tupferklemme  
24cm




**8001734**

Klammerentferner



**8001740**

Scharfer Löffel,  
2 Köpfe






STERILE EO




**8001801**

Skalpell N°15




**8001806**

Skalpell N°11



**8001807**

Skalpell N°10






**SCHEREN**




**8001749**

Schere 14cm  
stumpf/stumpf




**8001712**

Schere 14cm  
spitz/stumpf




**8001716**

Schere 14cm  
spitz/spitz




**8001817**

Verbandschere  
Lister 14cm




**8001820**

Verbandschere  
Lister 18cm



**8001720**

Schere Iris 11,5cm






**SCHEREN**




**8001753**

Schere Iris 11,5cm  
gebogen




**8001747**

Schere Joseph 15cm  
gebogen




**8001748**

Schere Jameson 15cm  
fein




**8001744**

Schere Stevens 11,5cm  
gebogen




**8001757**

Schere Metzenbaum 18cm  
gebogen







**HAKEN – KÜRETEN**




**4901087**

Haken Gillies 18cm




**8001852**

Kürette 14cm  
Kopf 3mm





**8001750**

Kürette 14cm  
Kopf 4mm




**8001850**

Scharfer Löffel 14cm  
Kopf 7mm




**8001765**

Schlingen-Kürette HNO



**8001707**

Scharfer Löffel 14cm






**WUNDSPREIZER – SPEKULA**




**8001758**

Wundspreizer Holzheimer  
stumpf, 10cm




**8001791**

Wundspreizer Senn-Miller  
fein, 3 Zacken




**8001792**

Wundspreizer Weitlaner  
spitz, 10,5cm



**8001623**

Spekulum Killian 35mm






**KLEMMEN - ZANGEN**




**8001705**

Mosquitoklemme 12,5cm




**8001702**

Mosquitoklemme 12,5cm  
gebogen




**8001703**

Arterienklemme  
14-14,5cm




**8001041**

Arterienklemme  
16cm




**8001732**

Klemme Kocher 14cm



**8001030**

Klemme Kocher 16cm






**KLEMMEN - ZANGEN**




**8001759**

Fremdkörperzange 14cm




**8001600**

Krokodilklemme  
Hartmann 4mm




**8001601**

Krokodilklemme  
Hartmann 6mm




**8001602**

Krokodilklemme  
Hartmann 8mm




**8001616**

Zange Magill 20cm



**8001617**

Zange Magill 25cm






**KLEMMEN – PINZETTEN**




**8001620**

Bajonettklemme 14cm




**8001621**

Bajonettklemme 16,5cm




**8001619**

Bajonettklemme 12,5cm




**8001724**

Hakenpinzette Adson 12cm




**8001745**

Hakenpinzette Adson 12cm,  
fein






**PINZETTEN**





**8001742**

Pinzette Adson 12cm  
stumpf




**8001755**

Pinzette Adson 12cm  
stumpf, fein





**8001754**

Splitterpinzette  
Feilchenfeld 9cm




**8001723**

Chirurgische Pinzette 14cm




**8001721**

Anatomische Pinzette 13cm  
fein



**8001731**

Anatomische Pinzette  
14-14,5cm






**NADELHALTER  
SKALPELLGRIFFE**




**8001718**

Nadelhalter 14cm




**8001719**

Nadelhalter 14cm  
fein




**8001502**

Nadelhalter (Backen  
Wolfram) Converse 13cm




**8001706**

Skalpellgriff  
Beaver



**8001710**

Skalpellgriff  
N°3






**GYNÄKOLOGIE**




**4801060**

Vaginalspekulum  
CUSCO Metall  
XS – 75x17mm




**4801061**

Vaginalspekulum  
CUSCO Metall  
S – 80x32mm




**4801062**

Vaginalspekulum  
CUSCO Metall  
M – 100x25mm




**4801063**

Vaginalspekulum  
CUSCO Metall  
L – 105x27mm







**GYNÄKOLOGIE**




**8001797**

Anatomische Pinzette 24cm





**8001630**

Tupferklemme 25cm  
Foerster





**8001777**

Tupferzange Pelkmann 25cm




**8001778**

Schere Metzenbaum  
gebogen fein, 25cm



**8001779**

Hakenzange Pozzi 25cm





## REINIGUNG DER METALLINSTRUMENTE

Kundenzufriedenheit und Produktqualität bleiben unsere oberste Priorität. Aus diesem Grund haben wir einen Waschprozess implementiert und in Reinigungs- und Desinfektionsgeräte investiert, um sicherzustellen, dass unsere Metallinstrumente unsere Akzeptanzkriterien für Bearbeitungsrückstände und mikrobiologische Kontamination erfüllen.



**Eingang**  
des Rohmaterials



**Abnahme**  
der Metall-  
instrumente für  
den  
Verpackungs-  
prozess

**Positionierung**  
der Metall-  
instrumente auf  
der Trägervor-  
richtung



**Reinigung**  
der Metall-  
instrumente im  
Reinigungs- und  
Desinfektions-  
gerät





### Hochfrequenzchirurgie

Bipolare Pinzetten sind Instrumente für die chirurgische Koagulation.  
Sie:

- ✓ dämpfen Verletzungen durch operative Eingriffe ein.
- ✓ bieten innovative Lösungen (kein Fremdkörper in der Wunde).
- ✓ ermöglichen minimalinvasive und schnelle Eingriffe für den Komfort des Patienten.
- ✓ sorgen für eine Reduzierung der Operationskosten.




STERILE EO



### 8001737

Pinzette Adson  
Anschluss 2-poliger  
Winkelstecker


Spitzenbreite 0,5mm  
Pinzettenlänge 12cm  
Kabellänge 3m



### 8001818

Pinzette Adson  
Anschluss Erde


Spitzenbreite 0,5mm  
Pinzettenlänge 12cm  
Kabellänge 3m



### 8001819

Jeweler-Pinzette, fein  
Anschluss 2-poliger  
Winkelstecker

Spitzenbreite 0,5mm  
Pinzettenlänge 11,5cm  
Kabellänge 3m





## Hochfrequenzchirurgie

Bipolare Pinzetten sind Instrumente für die chirurgische Koagulation.

Sie:

- ✓ dämpfen Verletzungen durch operative Eingriffe ein.
- ✓ bieten innovative Lösungen (kein Fremdkörper in der Wunde).
- ✓ ermöglichen minimalinvasive und schnelle Eingriffe für den Komfort des Patienten.
- ✓ sorgen für eine Reduzierung der Operationskosten.




STERILE EO

### 8001767

Abgewinkelte Pinzette, non-stick  
Anschluss 2-poliger  
Winkelstecker


Spitzenbreite 0,5mm  
Pinzettenlänge 15,5cm  
Kabellänge 3m



### 8001768

Abgewinkelte Pinzette, non-stick  
Anschluss 2-poliger  
Winkelstecker


Spitzenbreite 1mm  
Pinzettenlänge 15,5cm  
Kabellänge 3m



### 8001793

Abgewinkelte Jeweler-Pinzette,  
fein, non-stick  
Anschluss 2-poliger  
Winkelstecker

Spitzenbreite 0,5mm  
Pinzettenlänge 10,8cm  
Kabellänge 3m





### Hochfrequenzchirurgie

Bipolare Pinzetten sind Instrumente für die chirurgische Koagulation.  
Sie:

- ✓ dämpfen Verletzungen durch operative Eingriffe ein.
- ✓ bieten innovative Lösungen (kein Fremdkörper in der Wunde).
- ✓ ermöglichen minimalinvasive und schnelle Eingriffe für den Komfort des Patienten.
- ✓ sorgen für eine Reduzierung der Operationskosten.




STERILE EO



### 8001936

Bajonettpinzette, non-stick  
Anschluss 2-poliger  
Winkelstecker


Spitzenbreite 1mm  
Pinzettenlänge 15,5cm  
Kabellänge 3m




### 8001937

Bajonettpinzette, non-stick  
Anschluss 2-poliger  
Winkelstecker

Spitzenbreite 1mm  
Pinzettenlänge 18cm  
Kabellänge 3m






Rostfrei




### 8001726

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
60mm / 19G




### 8001727

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
100mm / 18G




### 8001738

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
80mm / 17G




### 8001752

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
80mm / 14,5G




### 8001761

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
80mm / 18G




### 8001762

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
40mm / 17G




### 8001763

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
35mm / 21G




### 8001788

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
80mm / 21G




### 8001736

Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
100mm / 18G  
Doppelt verpackt




### 8001760

Knopfkanüle gebogen mit Olivenspitze lasergeschweißt  
100mm / 16G




### 8001789


Knopfkanüle mit Olivenspitze lasergeschweißt  
100mm / 19G



### 8001798

Knopfkanüle gebogen mit Olivenspitze lasergeschweißt  
100mm / 13G






Rostfrei




## 8001841

Knopfkanüle  
mit Olivenspitze  
lasergeschweißt  
120mm / 13G




## 8001842

Knopfkanüle  
mit Olivenspitze  
lasergeschweißt  
120mm / 14G




## 8001843

Knopfkanüle  
mit Olivenspitze  
lasergeschweißt  
120mm / 15G




## 8001844

Knopfkanüle  
mit Olivenspitze  
lasergeschweißt  
120mm / 17G




## 8001845


Knopfkanüle  
gebogen  
mit Olivenspitze  
lasergeschweißt  
55mm / 17G



## 8001988

Knopfkanüle  
mit Olivenspitze  
lasergeschweißt  
150mm / 18G






Rostfrei




**8001741**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
80mm / 16G




**8001770**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
80mm / 19G




**8001771**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
100mm / 23G




**8001772**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
90mm / 17G




**8001773**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
90mm / 19G




**8001774**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
100mm / 21G




**8001780**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
80mm / 18G




**8001781**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
80mm / 16G




**8001783**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
80mm / 14G




**8001785**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
gebogen  
80mm / 13G




**8001786**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
80mm / 13G



**8001787**

Kanüle mit stumpfer Spitze  
100mm / 11G






**Kunststoff**

STERILE EO




**8001730**

Knopfkanüle  
70mm



**8001756**

Knopfkanüle  
100mm





## RÜCKNAHME UND RECYCLING VON METALLINSTRUMENTEN FÜR DEN EINMALGEBRAUCH

Appliedmed SA bietet seinen Kunden ein Sortiment von über 100 Metallinstrumenten für den Einmalgebrauch an. Da wir uns Gedanken über die Auswirkungen auf die Umwelt machen, bieten wir unseren Kunden einen kostenlosen Service zur Rücknahme und zum Recycling gebrauchter Metallinstrumente an.

Das Verfahren der Rücknahme und des Recyclings funktioniert wie folgt:

-  Kostenlose Bereitstellung von Einwegbehältern mit einem Volumen von 30, 12 und 7 Litern. *(speziell für Krankenhausabfälle entwickelt, entsprechend UN3291 und den Vorgaben der Norm NF X30-505 Verpackung von Abfällen aus Kranken- und Pflegeeinrichtungen).*
-  Nach dem Gebrauch werden die Metallinstrumente in einem Einwegbehälter mit wiederverschließbarem Deckel entsorgt. Eine Dekontamination vor der Entsorgung im Behälter ist somit nicht mehr erforderlich.
-  Sobald der Behälter voll ist *(das auf dem Behälter angegebene Volumen darf nicht überschritten werden)*, wird er vom Kunden hermetisch verschlossen *(je nach Verwendungsprinzip)*.
-  Die Firma Rudosa holt die vollen, hermetisch verschlossenen Behälter ab und tauscht sie gegen einen neuen Behälter aus.
-  Die vollen Behälter werden gesammelt und anschließend gemäß ADR/SDR-Standards in eine zugelassene Anlage transportiert, wo sie verbrannt und/oder ökologisch verwertet werden.
-  Dieses Unternehmen verbrennt die *(ungeöffneten)* Behälter, indem sie direkt in die Verbrennungsanlage transportiert werden. Dadurch wird jegliches Kontaminationsrisiko vermieden.
-  Alle Materialien *(Kunststoff, Rückstände auf den Instrumenten)* werden rückstandslos verbrannt und die durch die Verbrennung vollständig dekontaminierten Instrumente werden durch ein physikalisches Verfahren *(Foucault)* zurückgewonnen.
-  Anschließend werden die Metallinstrumente an ein Schweizer Unternehmen geschickt, das auf Recycling in der Metallindustrie spezialisiert ist. Dort werden sie mit anderen Metallen für die Wiederverwendung in anderen technischen Anwendungen eingeschmolzen.



**Dieser Service ist vollkommen kostenlos. Er dient keinem gewerblichen Zweck, sondern hat einzig die fachgerechte Entsorgung der Metalle zum Ziel.**




**9501001**

Chirurgische  
Pflegemaske, Typ IIR  
**KINDER**



**9501005**

Chirurgische  
Pflegemaske, Typ IIR  
**ERWACHSENE**






## MÄNTEL – KITTEL – PATIENTENMÄNTEL




**9501003**

Mantel weiß  
Größe XL




**9501007**

Mantel grün (Schutz)  
Größe XL




**9501008**

Infektionsschutzkittel grün,  
folienbeschichtet, lange  
Ärmel, Jersey-Bündchen  
Größe XL




**9501053**

Patientenmantel blau  
Größe M  
Klettverschlussöffnung  
auf der Vorderseite




**9501004**

Mantel weiß, kurz  
140x77cm




**9501022**

Patientenmantel blau  
113x77cm



**9501054**

Patientenmantel blau  
Größe L  
Klettverschlussöffnung  
auf der Vorderseite






**ÜBERSCHUHE -HAUBEN -  
SCHUTZBEKLEIDUNGSSETS**




**9501009**

Überschuhe aus  
Vliesstoff,  
rutschfest  
18x40cm




**9508006**

**Schutzbekleidungsset**  
- 1 Patientenmantel  
- 1 Haube  
- 1 Slip  
- 1 Paar Überschuhe aus  
Vliesstoff, rutschfest



**9501015**

Baretthaube  
Einheitsgröße






### 9507000


#### Bettenschutzset

- 1 Matratzenschutz  
220x96cm
- 1 Bettlaken  
220x160cm
- 1 Kissenbezug  
50x70cm




### 9507021

#### Matratzenschutz mit Gummizug 220x96cm




### 9507022

#### Bettlaken Vliesstoff 220x160cm



### 9507023

#### Kissenbezug 60x60cm







### Inhalt des Sets

- 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
- 4 Mulltupfer Ø 2,5-3cm  
Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4802116**

STERILE EO






### **Inhalt des Sets**


- 3 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 2 Faltkompressen Mull, 8 -fach, 10x10cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4908808**

STERILE EO



**CE**  
1639




**Inhalt des Sets**


- 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 2 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
  - 1 Abdecktuch 50x50cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909683**

STERILE EO



**CE**  
**1639**




### Inhalt des Sets

- 1 Becher 250ml
  - 2 Anatomische Pinzetten 14-14,5cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909798**

STERILE EO



CE  
1639





### Inhalt des Sets

- 1 Schale 2-teilig 180x95x25mm
  - 1 Kunststoffpinzette grün 13cm
  - 1 Tupferschale 60ml
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909927**

STERILE	EO
---------	----





**Inhalt des Sets**

- 2 Vlieskompressen 5x5cm
  - 4 Wattestäbchen Holz, großer Kopf, amerikanische Form
  - 1 Abdecktuch 50x50cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909950**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 10 Mulltupfer Ø 5-7cm
  - 1 Tupferklemme Metall 25cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4901045**

STERILE EO



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Schale weiß, 2-teilig, 750ml
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 1 Abdecktuch 75x90cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4901090**

STERILE EO



CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Becher 300ml
  - 5 Mulltupfer Ø 5-7cm
  - 1 Tupferklemme Metall 25cm
  - 1 Abdecktuch 50x50cm
- Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909675**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Tupferklemme 24cm
- 1 Becher 500ml
- 6 Mulltupfer **mit RöKo** Ø 5-7cm  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909677**

STERILE EO



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Tupferschale 125ml
  - 4 Mulltupfer Ø 4-4,5cm
  - 1 Tupferklemme 18-19cm
- Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4908805**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets

- 10 Vliestupfer Ø 4,5-5cm
- 1 Tupferklemme Kunststoff 24cm
- 2 Rückverfolgbarkeitsetiketten**
- Primärverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier
- Endverpackung:
  - entweder Peelpack aus Folie/Papier
  - oder Steriking Beutel

**Artikelnummer  
4901895**

STERILE EO



**CE**  
**1639**





### Inhalt des Sets

- 3 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 3 Mullkompressen 7,5x7,5cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4801115**

STERILE EO






### Inhalt des Sets

- 1 Schale
  - 8 Mulltupfer Ø 4cm
  - 2 Vlieskompressen 5x5cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 1 Kunststoffpinzette grün 13cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4901028**

STERILE EO






### Inhalt des Sets


- 1 Tupferschale
  - 5 Mulltupfer **mit RöKo** Ø 3cm
  - 3 Mullkompressen, 12-fach, 7,5x10cm
  - 6 Mullkompressen, 8-fach, 5x5cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 1 Becher 60ml
  - 1 Abdecktuch 50x50cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer**  
**4809901**

STERILE EO



**CE**  
**1639**




### Inhalt des Sets

- 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
- 5 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
- 1 Schere Iris 11,5cm
- 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
- 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
- 1 Kunststoffpinzette grün 13cm
- 1 Abdecktuch 50x50cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4901096**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets


- 8 Vliestupfer Ø 3-3,5cm
  - 12 Vlieskompressen, 4-fach, 7,5x7,5cm
  - 1 Schere spitz/stumpf 14cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Abdecktuch 50x50cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909083**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets


- 2 Mullkompressen, 8-fach, 5x5cm
  - 5 Mullkompressen, 8-fach, 10x10cm
- Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909745**

STERILE EO



**CE**  
1639




### **Inhalt des Sets**


- 3 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 3 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf/fein 12cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909808**

STERILE EO



**CE**  
**1639**




### **Inhalt des Sets**

- 4 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 4 Vlieskompressen, 4-fach 10x20cm
  - 1 Schere spitz/stumpf 14cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
- Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909857**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 10 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
  - 1 Schere spitz/stumpf 14cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Skalpell Nr. 15
  - 1 Abdecktuch gefaltet 60x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909841**

STERILE EO



CE  
1639





### Inhalt des Sets

- 1 Kunststoffpinzette grün 13cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
  - 1 Abdecktuch gefaltet 50x40cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909920**

STERILE EO







### Inhalt des Sets

- 1 Kunststoffpinzette grün 13cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 2 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
  - 1 Abdecktuch gefaltet 50x40cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909942**

STERILE EO






### Inhalt des Sets

- 1 Schale 2-teilig 180x95mm
  - 3 Vliestupfer Ø 3-4cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 1 Kunststoffpinzette grün 13cm
  - 4 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
  - 1 Abdecktuch 50x50cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909945**






### Inhalt des Sets

- 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- 1 Abdecktuch 75x80cm
- 10 Mullkompressen, 8-fach, 10x10cm
- 10 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
- 5 Mullkompressen, 8-fach, 5x5cm
- 1 Spritze, Luer 2-teilig 5ml
- 1 Spritze, Luer 2-teilig 10ml
- 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
- 1 Kanüle schwarz, 30mm, 22G
- 2 Tupferschalen 125ml


**Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**

Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909979**




CE  
1639



### Inhalt des Sets

- 3 Mulltupfer (**steril**) Ø 2,5-3cm (4102008)
  - 1 Kanüle rosa (**steril**) 40mm, 18G
  - 1 Venenverweilkanüle Vasofix rosa (**steril**) 20G
  - 1 Tegaderm Fixierverband (**steril**) 7x8,5cm
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig (**steril**) 10ml
  - 1 Dreiwegehahn mit Verlängerung (**steril**) 10cm
  - 1 Tip-Stop hämostatisches Pflaster (**steril**)
  - 2 Nitrilhandschuhe mit Saum, Größe M
  - 2 Abdecktücher 50x50cm
  - 1 Gummi 3x1,2mm
- Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
9006195






### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
- 1 Venenverweilkanüle Vasofix rosa (**steril**) 20G
- 1 Dreiwegehahn mit Verlängerung (**steril**) 10cm
- 5 Mulltupfer (**steril**) Ø 2,5-3cm (4102002)
- 1 Applicator IV (**steril**) 80x60 mm
- 1 Spritze NaCl 0,9 % (**steril**) 10ml
- 2 Nitrilhandschuhe mit Saum, Größe M
- 1 Abdecktuch 50x50cm

**Verpackt in einem Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**9009186**




CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 1 Venenverweilkanüle Vasofix grün **(steril)** 18G
  - 1 Dreiwegehahn mit Verlängerung **(steril)** 10cm
  - 1 Set : 1 Becher 60ml + 5 Mulltupfer **(steril)** Ø 2,5-3cm (4909900)
  - 1 Applicator IV **(steril)** 80x60 mm
  - 1 Tip-Stop hämostatisches Pflaster **(steril)**
  - 1 Spritze NaCl 0,9 % **(steril)** 10ml
  - 2 Nitrilhandschuhe mit Saum, Größe M
  - 1 Abdecktuch 50x50cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**9009187**






### Inhalt des Sets

- 1 Schale blau 210x140x45mm
- 1 Nadelhalter 14cm
- 1 Klemme Kocher 14cm
- 1 Schere Baby Metzenbaum 11,5cm
- 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
- 1 Anatomische Pinzette 16cm
- 2 Becher 120ml
- 5 Vliestupfer Ø 4,5cm
- 1 Arterienklemme 14-14,5cm
- 1 Knopfkanüle, 100mm, 18G
- 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 75x90cm
- 1 **Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4901047**

STERILE EO







### Inhalt des Sets

- 1 Schale weiß 2-teilig 750ml
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 3 Vlieskompressen 10x10cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
  - 1 Kanüle rosa, 38 mm, 18G
  - 1 Kanüle orange, 25 mm, 25G
  - 1 Spritze, Luer 2-teilig 5ml
  - 2 Nitrilhandschuhe, Größe M
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4901089**

STERILE EO






### Inhalt des Sets

- 5 Vlieskompressen, 4-fach, 7,5x7,5cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Hakenpinzette Adson 12cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
  - 1 Abdecktuch 50x50 cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4903236**




**CE**  
**1639**



### Inhalt des Sets

- 1 Schale weiß 2-teilig 750ml
  - 8 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 5 Vlieskompressen 10x10cm
  - 1 Schere Stevens, gebogen 11,5cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Anatomische Pinzette, fein 13cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Skalpell Nr. 15
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909850**




CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
- 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
- 5 Vlieskompressen, 4-fach, 5x5cm
- 1 Schere Metzenbaum, gebogen 15cm
- 1 Hakenpinzette Adson 12cm
- 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
- 1 Anatomische Pinzette 14cm
- 1 Nadelhalter 14cm
- 1 Lochabdecktuch 75x80cm
- 1 **Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909889**




CE  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Hakenpinzette Adson 12cm
  - 2 Nitrilhandschuhe, Größe M
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
  - 1 Kanüle orange, 25 mm, 25G
  - 1 Kanüle rosa, 38 mm, 18G
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig 5ml
  - 1 Mund-Nasen-Maske
  - 1 Zellulose Unterlage 40x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer**  
**4909961**






### Inhalt des Sets


- 1 Schere spitz/spitz 14cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
  - 1 Hakenpinzette Adson 12cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909962**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Hakenpinzette Adson 12cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909968**

STERILE EO




CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Klemme Pean 13cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
4909969



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 8 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 10 Vlieskompressen 5x5cm
  - 1 Nadelhalter Derf 12,5cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Anatomische Pinzette, fein 13cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Schere Stevens, gebogen 11,5cm
  - 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
  - 1 Kanüle orange, 25mm, 25G
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig 5ml
  - 1 Skalpell Nr. 15
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909971**

STERILE EO



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Schale weiß 2-teilig 750ml
  - 4 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 4 Vlieskompressen, 4-fach, 5x5cm
  - 4 Vlieskompressen, 4-fach, 10x10cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Mosquitoklemme, gebogen 12,5cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909993**

STERILE EO




CE  
1639



### **Inhalt des Sets**

- 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 2 Vlieskompressen, 4-fach, 7,5x7,5cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Abdecktuch 50x50cm
- Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909883**



**CE**  
**1639**




### Inhalt des Sets

- 4 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
- 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
- 1 Skalpell Nr. 11  
Endverpackung: Blisterschale 3-teilig/Papier

**Artikelnummer  
4909936**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
- Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909996**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
  - 1 Tupferschale 125ml
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Schlitz 60x60cm
  - 3 Nitrilhandschuhe, Größe L
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4908814**

STERILE	EO
---------	----




CE  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Tupferschale 125ml
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Schlitz 60x60cm
  - 1 Abdecktuch 60x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4908823**




CE  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 1 Tupferschale 125ml
  - 2 Nitrilhandschuhe mit Saum, Größe M
  - 1 Lochabdecktuch mit Schlitz 60x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4809913**



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Tupferschale 125ml
- 8 Mullkompressen, 8-fach, 5x5cm  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909906**

STERILE EO




**CE**  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen, 4-fach, 5x5cm
  - 1 Skalpellgriff Nr. 3
  - 1 Schere Iris, gebogen 11,5cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf/fein 12cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Spritze, LL 3-teilig 3ml
  - 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
  - 1 Kanüle gelb, 13mm, 30G
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909991**






### Inhalt des Sets


- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 2 Becher 60ml
  - 10 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Mosquitoklemme, gebogen 12,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf/fein 12cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Schere Baby Metzenbaum 11,5cm
  - 1 Skalpell Nr. 15
  - 1 Kanüle blau, 40mm, 23G
  - 1 Kanüle orange, 25mm, 25G
  - 1 Spritze, LL 3-teilig 5ml
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 75x90cm
- Eingepackt in einem Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
4908826

STERILE EO




CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Schale weiß 2-teilig 750ml
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 5 Vlieskompressen 10x10cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Schere Metzenbaum, gebogen 15cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Spritze, Luer 2-teilig 5ml
  - 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
  - 1 Kanüle blau, 25mm, 23G
  - 1 Skalpellgriff Nr. 3
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
  - 1 Zellulose Unterlage 40x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4908828**







### Inhalt des Sets

- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 1 Skalpellgriff Nr. 3
  - 1 Schere Stevens, gebogen 11,5cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf/fein 12cm
  - 1 Spritze, LL 3-teilig 3ml
  - 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
  - 1 Kanüle gelb, 13mm, 30G
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Eingepackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909643**



CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 8 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Schere, stumpf 14cm
  - 1 Schere Stevens, gebogen 11,5cm
  - 1 Anatomische Pinzette, fein 13cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 2 Haken Gillies 18cm
  - 2 Wundspreizer Senn-Miller, fein
  - 1 Skalpell Nr. 15
  - 1 Skalpell Nr. 10
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig 5ml
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
4909093

STERILE EO




CE  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Schale weiß 2-teilig 750ml
  - 8 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 6 Vlieskompressen, 4-fach, 5x5cm
  - 7 Vlieskompressen, 4-fach, 10x10cm
  - 1 Tupferklemme 18-19cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Schere spitz/stumpf 14cm
  - 1 Schere Mayo, gebogen 15cm
  - 1 Schere Stevens, gebogen 11,5cm
  - 1 Anatomische Pinzette, fein 13cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 2 Haken Gillies 18cm
  - 2 Wundspreizer Senn-Miller, fein
  - 2 Wundspreizer Farabeuf 12cm
  - 2 Wundspreizer Rangell-Davis 14cm
  - 2 Skalpellgriffe Nr. 3
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig 5ml
  - 1 Hautmarker und 1 Lineal
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
4909094




CE  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
  - 1 Mosquitoklemme 12,5cm
  - 2 Mosquitoklemmen, gebogen 12,5cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
  - 1 Becher 60ml
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
  - 1 Kanüle braun, 26mm, 26G
  - 1 Kanüle schwarz, 30mm, 22G
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig 5ml
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909816**



CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
- 1 Kanüle blau, 40mm, 23G
- 1 Kanüle orange, 25mm, 25G
- 1 Pinzette Adson, stumpf, fein 12cm
- 1 Raspatorium, doppelendig 18,5cm
- 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
- 1 Schere Kilner 15cm
- 1 Mosquitoklemme 12,5cm
- 1 Spritze, Luer 2-teilig 10ml
- 2 Becher 60ml
- 1 Becher 250ml
- 8 Wattestäbchen Stahl, Wattekopf  $\varnothing$  2,2-2,7mm, 150x0,9mm
- 1 Gummi 3x1,2mm
- 5 Vlieskompressen 5x5cm
- 2 Vlieskompressen 10x10cm
- 1 Abdecktuch 75x90cm


**Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**

Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4908827**



**CE  
1639**




### Inhalt des Sets


- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
  - 5 Vlieskompressen, 4-fach 5x5cm
  - 2 Vlieskompressen, 4-fach 10x10cm
  - 1 Nagelschere 15cm
  - 1 Schere Baby Metzenbaum 11,5cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Klemme Kocher 14cm
  - 1 Arterienklemme 14-14,5cm
  - 1 Nadelhalter 14cm
  - 1 Skalpellgriff Nr. 3
  - 1 Raspatorium doppelendig
  - 1 Scharfer Löffel Kopf 4mm, 14cm
  - 1 Becher 250ml
  - 1 Gummi
  - 1 Abdecktuch 75x90cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4901097**

STERILE EO




**CE**  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
  - 1 Klemme Kocher 14cm
  - 1 Arterienklemme 14-14,5cm
  - 1 Chirurgische Pinzette, sehr fein 14cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
  - 1 Schere spitz/stumpf 14cm
  - 1 Nadelhalter 18cm
  - 10 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 10 Mullkompressen, 12-fach 10x10cm
  - 1 Abdecktuch 75x90cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909689**



CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 2 Arterienklemmen 14-14,5cm
  - 1 Mosquitoklemme 12,5cm
  - 1 Schere spitz/stumpf 14cm
  - 1 Nadelhalter 18cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
  - 1 Chirurgische Pinzette 14cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909684**

STERILE EO




CE  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 10 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Becher 250ml
  - 1 Klemme Pelkman 25cm
  - 1 Hakenzange Pozzi 25cm
  - 1 Schere Metzenbaum, gebogen, fein 25cm
  - 1 Vaginalspekulum Cusco, Metall, 105x27mm
  - 1 Hysterometer
  - 2 Nitrilhandschuhe mit Saum, Größe M
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung:  
- entweder Peelpack aus Folie/Papier  
- oder Steriking Beutel

Artikelnummer  
**4902214**






### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
  - 10 Mullkompressen, 16-fach 10x10cm
  - 1 Zellulose Unterlage 60x90cm
  - 1 Spritze, LL 3-teilig (**steril**) 20ml
  - 1 Kanüle rosa, 38mm (**steril**) 18G
  - 2 OP-Mantel, Größe L (**steril**)
  - 1 Mini-Spike (**steril**)
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**9001048**




CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Nierenschale APET weiß 252x150x40mm
- 1 Tube KY 5G
- 10 Mullkompressen, 16-fach **(steril)** 10x10cm
- 1 **Zellulose Unterlage 60x90cm**
- 1 Spritze, LL 3-teilig **(steril)** 20ml
- 1 Kanüle rosa, 38mm, **(steril)** 18G
- 1 Kanüle blau, 25mm, **(steril)** 23G
- 2 Mantel grün, Größe L
- 1 Mini-Spike **(steril)**
- 1 Laken 80x210cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**
- Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**9009192**




**CE**  
**1639**




### Inhalt des Sets

- 1 Bürste kurz 15,5cm
- 1 Bürste lang 230cm
- 1 Endoskop Reinigungsschwamm  
Endverpackung: Minigrip-Beutel

**Artikelnummer  
9009184**






### Inhalt des Sets

- 1 Venenverweilkanüle Vasofix rosa (**steril**) 20G
  - 3 Mulltupfer (**steril**) Ø 2,5-3cm (4102008)
  - 1 Dreiwegehahn mit Verlängerung (**steril**) 10cm
  - 1 Applicator IV (**steril**) 80x60 mm
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig (**steril**) 10ml
  - 2 Nitrilhandschuhe mit Saum, Größe M
  - 1 Gummi 3x1,2mm
- Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**9006066**






### Inhalt des Sets

- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 1 Abdecktuch 75x80cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
  - 2 Becher 250ml
  - 3 Vliestupfer Ø 3-4cm
  - 10 Vlieskompressen 5x5cm
  - 10 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
  - 1 Tupferklemme 24cm
  - 1 Mosquitoklemme gebogen 12,5cm
  - 2 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Schere Stevens, gebogen 11,5cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig 10ml
  - 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
  - 1 Kanüle orange, 25mm, 25G
  - 1 Kanüle schwarz, 30mm, 22G
- Verpackt in 1 Umschlagtuch Dextex 90x90cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer**  
**4803223**

STERILE EO




CE  
1639




### Inhalt des Sets

- 1 Schale blau 210x140x45mm  
Einzel in Peelpack verpackt:
  - 1 - Mosquitoklemme 12,5cm
  - 1 - Schere Stevens 12,5cm
  - 1 - Skalpellgriff Nr. 3
  - 1 - Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 - Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 - Pinzette Adson, stumpf/fein 12cm
  - 1 - Haken Gillies 18cm
- 1 Rückverfolgbarkeitsetikett**  
**Verpackt in 1 Umschlagtuch Dextex 75x75cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909981**







### Inhalt des Sets

- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 5 Vlieskompressen, 4-fach 10x10cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
  - 1 Mosquitoklemme 12,5cm
  - 1 Knopfkanüle 60mm, 20G
  - 1 Spritze, Luer 2-teilig 5ml
  - 1 Spritze, Luer 2-teilig 10ml
  - 1 Becher 60ml
  - 1 Becher 120ml
  - 1 Skalpell Nr. 11
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909914**






### Inhalt des Sets

- 1 Schale weiß 2-teilig 750ml
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Kunststoffpinzette blau 13cm
  - 6 Mullkompressen, 8-fach 10x10cm
  - 1 Abdecktuch gefaltet 60x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909090**



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf/fein 12cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909855**

STERILE EO



**CE**  
1639




### Inhalt des Sets


- 2 Becher 120ml
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Mullkompressen 5x5cm
  - 2 Vlieskompressen 10x10cm
  - 1 Schere Iris 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf/fein 12cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
  - 1 Skalpellgriff Nr. 3
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 45x45cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
4909862

STERILE EO



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 5 Vlieskompressen 10x20cm
  - 1 Becher 250ml
  - 3 Vliestupfer Ø 3-4cm
  - 1 Spritze, Luer 3-teilig 20ml
  - 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
  - 1 Kanüle gelb, 70mm, 30G
  - 1 Klemme Spencer Wells 20cm
  - 1 Nadelhalter Converse 12,5cm
  - 1 Skalpell Nr. 11
  - 1 Chirurgische Pinzette, sehr fein 14cm
  - 1 Schere Metzenbaum, gebogen 18cm
  - 1 Tupferklemme 24cm
  - 10 Vlieskompressen 7,5x7,5cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch Dextex 90x90cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer**  
**4803222**

STERILE EO



**CE**  
**1639**



### Inhalt des Sets


- 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
- 2 Vlieskompressen 5x5cm
- 2 Vlieskompressen 10x10cm
- 1 Anatomische Pinzette 14-14,5cm
- 1 Becher 60ml
- 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm

**Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**

**1 Rückverfolgbarkeitsetikett**

Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
4909917




CE  
1639



### Inhalt des Sets

- 1 Blisterschale 2-teilig 130x200mm
  - 4 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 5x5cm
  - 5 Vlieskompressen 10x10cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 50x50cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909946**



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Schale weiß 2-teilig 750ml
  - 6 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 1 Anatomische Pinzette 14cm
  - 2 Spritzen, Luer 2-teilig 2ml
  - 1 Spritze, Luer 2-teilig 5ml
  - 1 Spritze, Luer 2-teilig 20ml
  - 1 Kanüle rosa, 38mm, 18G
  - 1 Kanüle grün, 40mm, 21G
  - 1 Kanüle blau, 25mm, 23G
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 50x60cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909949**

STERILE EO



CE  
1639




### Inhalt des Sets


- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 5 Mulltupfer Ø 2,5-3cm
  - 5 Vlieskompressen 10x20cm
  - 1 Schere spitz/stumpf 14cm
  - 2 Anatomische Pinzetten 14-14,5cm
  - 1 Arterienklemme 14-14,5cm
  - 1 Becher 250ml
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 60x60cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

Artikelnummer  
**4909858**

STERILE EO




CE  
1639



### Inhalt des Sets


- 1 Schale blau 210x140x45mm
  - 1 Becher 250ml
  - 1 Becher 60ml
  - 1 Tupferklemme 24cm
  - 4 Mullkompressen, 12-fach 10x20cm
  - 10 Mullkompressen, 12-fach 10x10cm
  - 1 Schere Iris, gebogen 11,5cm
  - 1 Pinzette Adson, stumpf 12cm
  - 1 Hakenpinzette Adson, fein 12cm
  - 2 Mosquitoklemmen, gebogen 12,5cm
  - 1 Nadelhalter, fein 14cm
  - 1 Arterienklemme 14-14,5cm
  - 4 Mulltupfer Ø 4-4,5cm
  - 1 Lochabdecktuch mit Klebestreifen 75x90cm
- Verpackt in 1 Umschlagtuch 80x80cm**  
Endverpackung: Peelpack aus Folie/Papier

**Artikelnummer  
4909804**



**CE**  
**1639**

# APPLIMED SA



## Adresse

Z.I. Pra de Plan 1  
CH - 1618 Châtel-St-Denis

## Kontakt

Empfang : +41 21 948 92 74  
Handelsvertreter : +41 79 473 10 68  
E-Mail : [info@applimed.ch](mailto:info@applimed.ch)

## Bürozeiten

Montag – Donnerstag : 8:00 – 17:00  
Freitag : Geschlossen  
Samstag : Geschlossen

[www.applimed.ch](http://www.applimed.ch)