



Hochfrequenzchirurgie

Bipolare Pinzetten sind Instrumente für die chirurgische Koagulation. Sie:

- ✓ dämpfen Verletzungen durch operative Eingriffe ein.
- ✓ bieten innovative Lösungen (kein Fremdkörper in der Wunde).
- ✓ ermöglichen minimalinvasive und schnelle Eingriffe für den Komfort des Patienten.
- ✓ sorgen für eine Reduzierung der Operationskosten.




STERILE EO



8001737

Pinzette Adson
Anschluss 2-poliger
Winkelstecker


Spitzenbreite 0,5mm
Pinzettenlänge 12cm
Kabellänge 3m



8001818

Pinzette Adson
Anschluss Erbe


Spitzenbreite 0,5mm
Pinzettenlänge 12cm
Kabellänge 3m



8001819

Jeweler-Pinzette, fein
Anschluss 2-poliger
Winkelstecker

Spitzenbreite 0,5mm
Pinzettenlänge 11,5cm
Kabellänge 3m





Hochfrequenzchirurgie

Bipolare Pinzetten sind Instrumente für die chirurgische Koagulation. Sie:


- ✓ dämpfen Verletzungen durch operative Eingriffe ein.
- ✓ bieten innovative Lösungen (kein Fremdkörper in der Wunde).
- ✓ ermöglichen minimalinvasive und schnelle Eingriffe für den Komfort des Patienten.
- ✓ sorgen für eine Reduzierung der Operationskosten.



8001767

Abgewinkelte Pinzette, non-stick
Anschluss 2-poliger
Winkelstecker



Spitzenbreite 0,5mm
Pinzettenlänge 15,5cm
Kabellänge 3m



8001768

Abgewinkelte Pinzette, non-stick
Anschluss 2-poliger
Winkelstecker


Spitzenbreite 1mm
Pinzettenlänge 15,5cm
Kabellänge 3m



8001793

Abgewinkelte Jeweler-Pinzette,
fein, non-stick
Anschluss 2-poliger
Winkelstecker

Spitzenbreite 0,5mm
Pinzettenlänge 10,8cm
Kabellänge 3m





Hochfrequenzchirurgie

Bipolare Pinzetten sind Instrumente für die chirurgische Koagulation. Sie:



- ✓ dämpfen Verletzungen durch operative Eingriffe ein.
- ✓ bieten innovative Lösungen (kein Fremdkörper in der Wunde).
- ✓ ermöglichen minimalinvasive und schnelle Eingriffe für den Komfort des Patienten.
- ✓ sorgen für eine Reduzierung der Operationskosten.



8001936

Bajonettpinzette, non-stick
Anschluss 2-poliger
Winkelstecker

Spitzenbreite 1mm
Pinzettenlänge 15,5cm
Kabellänge 3m



8001937

Bajonettpinzette, non-stick
Anschluss 2-poliger
Winkelstecker

Spitzenbreite 1mm
Pinzettenlänge 18cm
Kabellänge 3m

